

mode d'emploi



XSEAT® light

Coussin de siège pour prophylaxie décubitus

Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le système et respecter les **avertissements!**

Nom du produit	XSEAT® light
contenu de la livraison	<ul style="list-style-type: none"> ● Coussin de siège anti-décubitus prophylactique avec noyau en mousse ● Housse en PU (amovible avec un zip) ●  Mode d'emploi (V01), d'autres langues pour le mode d'emploi peuvent être trouvées ici: manuals.funke-medical.eu
Indications / domaines d'application	● Prophylaxie des escarres
Contre-indications	Pas connu
Poids autorisé du patient min. - Max.	20 à 120 kg
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> ● Noyau: mousses PU (HR / Visco) ● Couverture: matériau de support PES enduit de PU
Dimensions	Voir l'étiquette sur le produit
Poids du produit	Toutes les tailles environ 0,5 kg
Numéro d'aide (tel que défini au §139 SGB V)	
Dispositif médical	Classe 1, MDR 2017/745 
Sécurité technique / ignifugation	Test d'ignifugation selon DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crèche 5, BS 7177
Test d'innocuité / biocompatibilité toxicologique	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Avertissements	Avant d'utiliser le système pour la première fois, vous devez préparer le système pour la première utilisation (voir «Préparation du système à l'utilisation»).
garantie	1 an sur les propriétés fonctionnelles de l'âme en mousse (garantie pro rata)
entretien	Non
Instructions de nettoyage (taie d'oreiller)	<p>Le couvercle peut être désinfecté en l'essuyant avec des désinfectants disponibles dans le commerce à base d'isopropanol (par exemple Bacillo) ou avec d'autres produits appropriés listés DGHM (par exemple, chiffon de nettoyage ECOLAB Incidin OxyWipe S XL). Un nettoyage chimiothermique de la couverture à l'aide de produits de nettoyage ménagers courants est possible. Le couvercle peut être retraité par autoclavage conformément aux directives du RKI.</p> 
Instructions de nettoyage (noyau)	Le noyau en mousse sans couvercle peut être nettoyé avec des moyens ménagers. Ceci peut être réalisé en faisant tremper la zone contaminée ou en pulvérisant tout le noyau de mousse avec un désinfectant (par exemple Bacillo ou ECOLAB mousse spray Incidin OxyFoam S composé de peroxyde d'hydrogène). Ensuite, l'âme en mousse doit être séchée à l'air. Le noyau en mousse peut être retraité par autoclavage selon les directives du RKI.
Préparez le système pour son utilisation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sortez l'oreiller de la boîte. 2. Placez le coussin sur le siège du fauteuil roulant ou du siège, avec le «THIS SIDE UP» imprimé sur le dessus.

RKI = Institut Robert Koch

DHGM = Société allemande d'hygiène et de microbiologie

MPG = Loi sur les dispositifs médicaux

Autoclavage = procédé sous vide fractionné à 105 degrés C et 55 minutes

 **Fabricant en termes de MPG et MDR 2017/745**

Funke Medical AG • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tél.: + 49-2865-266 93 50 • Fax: + 49-2865-8133

info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 18.11.2020 09:01