



mode d'emploi

POSIMED®

POSIMED®

Oreiller de rangement

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le système et tenir compte des **avertissements!**


Nom du produit	POSIMED®
contenu de la livraison	Oreiller de positionnement avec housse en PU, mode d'emploi
Indications / domaines d'application	<ul style="list-style-type: none">• Prophylaxie des escarres• Traitement des escarres• Gestion de la douleur
Contre-indications	Pas connu
Poids autorisé du patient min. - Max.	Convient à tous les poids des patients.
Matériel	<ul style="list-style-type: none">• Remplissage: microbilles de polypropylène• Couverture: matériau de support PES enduit de PU
Dimensions	Voir l'étiquette sur le produit
Poids du produit	0,2 à 1 kg
Numéro d'aide (tel que défini au §139 SGB V)	
Dispositif médical	Classe 1, MDR 2017/745 
Sécurité technique / ignifugation	Test d'ignifugation selon DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crèche 5, BS 7177
Test d'innocuité / biocompatibilité toxicologique	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Avertissements	Avant d'utiliser le système pour la première fois, vous devez préparer le système pour la première utilisation (voir «Préparation du système à l'utilisation»).
garantie	5 ans sur les propriétés fonctionnelles (garantie pro rata)
entretien	Non
Instructions de nettoyage (taie d'oreiller)	<p>La housse peut être désinfectée en l'essuyant avec des désinfectants à l'isopropanol disponibles dans le commerce (par exemple Bacillo) ou avec d'autres produits appropriés listés DGHM (par exemple, chiffon de nettoyage ECOLAB Incidin OxyWipe S XL). Le couvercle peut être retraité par autoclavage conformément aux directives du RKI.</p> 
Instructions de nettoyage (noyau)	L'oreiller entier peut être retraité par autoclavage conformément aux directives du RKI.
Préparez le système pour son utilisation	<ol style="list-style-type: none">1. Sortez l'oreiller de la boîte.2. Le système est maintenant prêt à être utilisé.

RKI = Institut Robert Koch

DHGM = Société allemande d'hygiène et de microbiologie

MPG = Loi sur les instruments médicaux

Autoclavage = processus de stérilisation à 105 degrés C et 55 minutes

 Fabricant au sens du MPG et du MDR 2017/745

Funke Medical AG • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tél. : + 49-2865-266 93 50 • Fax: + 49-2865-8133
info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 24.08.2020 13:39