

Bedienungsanleitung für Verfahrbares Anzeigestativ seca Modell 472

Das Stativ seca 472 dient als verfahr- und höhenverstellbare Aufnahmeeinrichtung von Anzeige- und Bedienteilen für seca Waagen

Sicherheitshinweis:

- Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung
- Befestigen Sie am Stativ ausschließlich die seca Anzeige Köpfe.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Montagematerial.
- Achten Sie bei der Montage auf den festen Sitz der Schrauben und der 5 Rollenausleger
- **Achtung Stolper und Kipp- Gefahr.** Achten Sie darauf dass das Kabel des Anzeigekopfes fest in den Kabelhaltern sitzt und der untere Kabelhalter sehr weit unten, knapp über dem Fußmittelteil des Stativrohres aufgeklippt wird. Verlegen Sie das Kabel zur Waage so, dass eine Stolpergefahr vermieden wird. Schwere Gegenstände, dürfen nicht an das Stativ gehängt werden. Sichern Sie das Stativ gegen unbeabsichtigtes Wegrollen durch betätigen der Feststelleinrichtung an den Rollen.

Montageanweisung

1. Stativrohr auf Fußmittelteil aufstecken. Die Schwergängigkeit dient dem spielfreien Sitz.
2. Klemmscheibe **locker** vormontieren. Nocken der Klemmscheibe müssen nach innen liegen.
3. Rollenausleger montieren **ACHTUNG** : Es dürfen nie 2 Rollen gleicher Art nebeneinander liegen. Die Rollen mit dem Kreis sind elektrisch leitfähig und dienen zur Ableitung von statischer Aufladung.
4. Klemmscheibe festschrauben (ca. 15 Nm).
5. Stativ aufstellen und Anzeigekopf aufschieben. Achten Sie auf festen Sitz.
6. Höhe einstellen.
7. Kabel mit Kabelklemmen befestigen. **Achtung** Stolper und Kippgefahr die untere Kabelklemme muss dicht über dem Fußmittelteil aufgeklippt werden.

Assembly instructions

1. Fit the stand tube on the centre of the base. The tube fits very tightly to avoid any play.
2. **Loosely** fit the clamp disk. The cams on the clamp disk must face inside.
3. Assemble the caster legs. **WARNING**: 2 casters of the same type must never be fitted side by side. The casters with the circle are electrically conductive and are used to discharge any electro-static charges.
4. Tighten the clamp disk (to approx. 15 Nm).
5. Stand the stand upright and push on the display head. Make sure it is firmly secured.
6. Adjust the height.
7. Fix the cable with cable clips. **Warning** - Risk of tripping and tilting. The bottom cable clip must be clipped on just above the centre of the base.

Instruction manual for Movable stand for display seca model 472

The seca 472 stand is a movable and height adjustable holding device for display and operating units for seca scales.

Safety instructions:

- Please observe the notes in the operating instructions.
- Only use the stand to hold seca display heads.
- Only use the assembly material supplied.
- When assembling the unit, make sure the screws and the 5 caster legs are firmly secured.
- **Warning - Risk of tripping and tilting.** Make sure that the cable of the display head is firmly secured in the cable holders and the bottom cable holder is clipped on far down, just above the centre of the base of the stand tube. Place the cable to the scale so that there is no risk of tripping. Do not attach any heavy objects to the stand. Secure the stand against accidentally rolling away by operating the locking levers on the casters.

