


- DK:** Brugsanvisning for **bade-/toiletstol M2 Gas-tip.**
Beregnet til brug ved badning/brusning og toiletbesøg
- EN:** User guide for **shower/commode chair M2 Gas-tip.**
Intended for use at bathing/showering and toilet visit
- DE:** Gebrauchsanweisung für **dusch-/toilettenstuhl M2 Gas-tip.**
Stuhl für Dusch/Toiletten Gebrauch
- SV:** Bruksanvisning för **dusch-/toalettstol M2 Gas-tip.**
Avsedd att användas vid bad/ dusch och toalettbesök
- NO:** Brukarveiledning for **dusj-/toalettstol M2 Gass-tipp.**
Designet for bruk når badning/dusjing og toalettbesøk
- FI:** Käyttöohje **suihku-/WC-tuoli M2 Tip kaasujousella.**
Tarkoitettu kylpy- / suihku- ja wc-käyttöön.
- NL:** Aanwijzingen voor **douche/toiletstoel M2 Gas-tip.**
Ontworpen voor gebruik bij het baden/douchen en toiletbezoek
- FR:** Guide de l'utilisateur pour **la douche / chaise d'aisance M2 Gas-tip.**
Destiné à une utilisation à la baignade / douche et visite de toilettes
- IT:** Manuale d'uso per sedia da **doccia/commode M2 Gas-tip.** Destinato all'uso durante il bagno/doccia e la visita al bagno







- DK:** Ved montering af hjul føres teleskopbenene op i rørene og clip sene monteres i passende og ensartet højde.
- EN:** When mounting the wheels, the telescopic legs is placed in the pipes and the clips is mounted in suitable and uniform height.
- DE:** Wenn der Montage des Rades sein Teleskopbeine in den Rohren und die in geeigneten und gleichmäßige Höhe montiert Clips.
- SV:** Vid montering av hjulet, vara teleskop benen upp i rören och klippen monterade i lämplig och likformig höjd.
- NO:** Når du installerer rattet, være teleskopiske ben opp i rør og klip pene monterert i passende og jevn høyde.
- FI:** Asenna pyörät työntämällä teleskooppiputki runkoputken sisään, säädä haluttu istuinkorkeus ja lukitse putki paikalleen lukitusklipsillä.
- NL:** Bij het installeren van het wiel, zijn uitschuifbare benen omhoog in de leidingen en de clips gemonteerd in geschikte en uniforme hoogte.

- FR:** Lors du montage des roues, les pieds télescopiques sont placés dans les tuyaux et les clips sont montés à une hauteur appropriée et uniforme.
- IT:** Quando si montano le ruote, le gambe telescopiche vengono posizionate nei tubi e le clip vengono montate ad un'altezza adeguata e uniforme.



- DK:** Ved montering af armlæn hives snaplåsen op, hvorefter armlæn trækkes op og skubbes ud til siden.
- EN:** When mounting the armrest the snap lock is lifted, then the armrest pulled up and pushed to the side.
- DE:** Wenn die Armlehne Montage Nesselsucht Schnappverschluss, Armlehne nach oben gezogen dann und schob zur Seite.
- SV:** Vid montering armstöds bikupor snäpplåset, då armstöd dras upp och skjuts åt sidan.
- NO:** Ved montering av armlenet elveblest snap låse opp etter armene trukket opp og skjøvet til side.
- FI:** Astinlevyn korkeutta voidaan säätää ja lukita paikalleen lukitusklipsillä. Jalkatuet voi kääntää sivulle siirtymisen helpottamiseksi, kohottamalla ja kääntämällä jalkatuki sivulle sekä nostamalla astinlevy pystyasentoon.
- NL:** Bij de montage van de armsteun bijenkorven snap lock, dan armleuning omhoog getrokken en geduwd naar de kant.
- FR:** Lors du montage de l'accoudoir, le verrou à enclenchement est soulevé, puis l'accoudoir tiré vers le haut et poussé sur le côté.
- IT:** Quando si monta il bracciolo, il blocco a scatto viene sollevato, quindi il bracciolo sollevato e spinto di lato.



- DK:** Justering af ryg (se billeder). Vigtigt! Ryg vaskes max. ved 80 grader.
- EN:** Adjusting the back (see photos). Important! Back wash max. at 80 degrees.
- DE:** Einstellen der Rückseite (siehe Fotos). Wichtig! Zurück Wäsche max. bei 80 Grad.
- SV:** Justera ryggen (se bilder). Viktigt! Tillbaka tvätt max. på 80 grader.
- NO:** Justering av ryggen (se bilder). Viktig! Tilbake vask maks. på 80 grader.
- FI:** Selkäosan kireyden säätäminen (katso kuvat). Tärkeää! Selkäosan voi irrottaa ja pestä max 80 asteessa.
- NL:** Aanpassen van de rug (zie foto's). Belangrijk! Terug wassen max. bij 80 graden.
- FR:** Ajustement du dos (voir photos). Important! Lavage arrière max. à 80 degrés.
- IT:** Regolazione dello schienale (vedi foto). Importante! Retrolavaggio max. a 80 gradi.

DK: Nakkestøtten justeres i højden ved at løsne og stramme skruen ved rette position.

EN: The headrest is adjustable in height by loosening and tightening the screw at the right position.

DE: Die Kopfstütze höhenverstellbar ist durch Lösen der Schraube und an der richtigen Position festziehen.

SV: Huvudstödet är justerbart i höjd genom att lossa och dra åt skruven i rätt position.


NO: Hodestøtten er justerbar i høyden ved å løsne og stramme skruen på riktig posisjon.


FI: Päätuen korkeus säädetään avaamalla ruuvia, säätämällä haluttu korkeus ja kiristämällä ruuvi.

NL: De hoofdsteun is in hoogte verstellbaar door het losdraaien en vastdraaien van de schroef op de juiste positie.

FR: L'appui-tête est réglable en hauteur en desserrant et en serrant la vis à la bonne position.

IT: Il poggiatesta è regolabile in altezza allentando e serrando la vite nella giusta posizione.





DK: Medfølgende skruer spændes ved hjælp af unbrakonøgle ved montering af ryg. Sørg for at skruerne er spændt godt fast for at sikre stabilitet.

EN: Screws are tightened using the Allen wrench when mounting the back. Make sure the screws are tight to ensure stability.

DE: Schrauben werden angezogen, den Inbusschlüssel zu verwenden, wenn die Montage an der Rückseite. Achten Sie darauf, die Schrauben fest angezogen sind Stabilität zu gewährleisten.

SV: Skruvarna dras åt med hjälp av insexnyckel vid montering på baksidan. Se till att skruvarna är åtdragna för att garantera stabilitet.

NO: Skruene er strammet ved hjelp av unbrakonøkkelen ved montering på baksiden. Pass på at skruene er stramt for å sikre stabilitet.




FI: Selkäosa kiinnitetään käyttäen kuusiokoloavainta ja ruuveja. Kiristä ruuvit huolella, jotta selkäosa on tukeva.

NL: Schroeven worden aangedraaid met behulp van de inbusleutel bij het monteren van de rug. Zorg ervoor dat de schroeven zijn aangedraaid om de stabiliteit te garanderen.

FR: Les vis sont serrées à l'aide de la clé Allen lors du montage à l'arrière. Assurez-vous que les vis sont bien serrées pour assurer la stabilité.

IT: Le viti vengono serrate utilizzando la chiave a brugola durante il montaggio della parte posteriore. Assicurati che le viti siano ben strette per garantire la stabilità.



DK: Højden på fodstøtter justeres ved hjælp af clips. For at give ekstra plads, kan fodstøtterne skubbes til side ved at løfte og dreje, mens fodpladerne kan vippes.

EN: The height of the footrest is adjusted by means of clips. For extra space, footrests can be pushed aside by lifting and turning, while the footrests can be tilted.

DE: Die Höhe der Fußstütze ist mittels Klammern eingestellt. Für zusätzlichen Platz, schob Fußstützen beiseite durch Anheben und Drehen, während die Fußstützen gekippt werden kann.

SV: Höjden på fotstödet justeras med hjälp av clips. För extra utrymme, fotstöd trängs undan genom att lyfta och vrida, medan fotstöden kan lutas.


NO: Høyden av fotstøtten blir justert ved hjelp av klips. For ekstra plass, fotstøtter skjøvet til side ved å løfte og slå, mens fotplatene kan vippes.

FI: Astinlevyn korkeutta voidaan säätää ja lukita paikalleen lukitusklipsillä. Jalkatuet voi kääntää sivulle siirtymisen helpottamiseksi, kohottamalla ja kääntämällä jalkatuki sivulle sekä nostamalla astinlevy pystyasentoon.

NL: De hoogte van de voetsteun wordt ingesteld door middel van klemmen. Voor extra ruimte, voetsteunen opzij geduwd door het optillen en draaien, terwijl de voetsteunen kan worden gekanteld.

FR: La hauteur du repose-pieds est réglée au moyen de clips. Pour plus d'espace, les repose-pieds peuvent être écartés en les soulevant et en les tournant, tandis que les repose-pieds peuvent être inclinés.


IT: L'altezza del poggiapiedi è regolabile tramite clip. Per aumentare lo spazio, i poggiapiedi possono essere spostati da parte sollevandoli e ruotandoli, mentre i poggiapiedi possono essere inclinati.



- DK:** Lås alle fire hjul ved badning og tipping. Det forreste højre hjul (mørkegrå) kan låses i køreretningen, så kraften ved igangsættelse og kørsel mindskes.
- EN:** Lock all four wheels when bathing and tipping. The front right wheel (dark gray) can be directional locked to easy while driving til chair.
- DE:** Verriegeln Sie alle vier Räder beim Baden und Kippen. Das vordere rechte Rad (dunkelgrau) in Richtung der Kraft verriegelt werden durch die Initiierung und Fahren reduziert.
- SV:** Låsa alla fyra hjulen ved bad och tipping. Höger framhjul (mörkgrå) kan låsas i riktning mot nämnda kraft genom att initiera och körning minskas.
- NO:** Lås alle fire hjulene ved bading og tipping. Den fremre høyre hjul (mørk grå) kan låses i retning av at kraft ved å initiere og kjøring redusert.
- FI:** Lukitse kaikki neljä pyörää, kun tuoli on suihkutuskäytössä tai kallistettuna. Oikea etupyörä (tumman harmaa) on suuntalukittava, jonka avulla tuoli kulkee suoraan.




- NL:** Lock alle vier de wielen bij het baden en kantelen. Het rechter voorwiel (donkergrijs) kan worden vergrendeld in de richting van de kracht door het initiëren en rijden verminderd.
- FR:** Verrouillez les quatre roues lorsque vous vous douche en inclinant. La roue avant droite (gris foncé) peut être verrouillée pour faciliter la conduite jusqu'à la chaise.
- IT:** Bloccare tutte e quattro le ruote durante il bagno e il ribaltamento. La ruota anteriore destra (grigio scuro) può essere bloccata direzionale per facilitare la guida fino alla sedia.



- DK:** Sidestøtterne klikkes ned i de firkantede rør på stellet. Ved justering i dyden løsnes fingerskraven og strammes igen ved rette position.
- EN:** The side supports is clicked down into the square pipes of the frame. By adjusting the depth loosen the thumb screw and tighten again at the right position.
- DE:** Die Seitenstützen in die quadratischen Rohre des Rahmens geklickt wird. Durch die Einstellung lösen die Tiefe, um die Daumenschraube und ziehen wieder an der richtigen Stelle.
- SV:** Sidostöden klickas ned i de fyrkantiga rören i ramen. Genom justering av djupet lossa skruv och dra åt igen vid rätt position.

- NO:** Sidestøttene klikkes ned i de firkantede rørene av rammen. Ved å justere dybden løsne vingskraven og skru igjen til rett stilling.
- FI:** Vartalotuki lasketaan paikalleen rungon neliöputkeen. Vartalotukea voi säätää avaamalla sormiruuvi, säädä sivusuunnassa ja kiristä ruuvi.
- NL:** De zijsteunen geklikt beneden in de vierkante buizen van het frame. Door het aanpassen van de diepte draai de duimschroef en weer vast op de juiste plaats.
- FR:** Les supports latéraux sont cliqués dans les tuyaux carrés du cadre. En ajustant la profondeur, desserrer la vis à oreilles et resserrer à la bonne position.
- IT:** I supporti laterali sono inseriti a scatto nei tubi quadrati del telaio. Regolando la profondità, allentare la vite a testa zigrinata e serrare nuovamente nella posizione corretta.



DK: Vær opmærksom på at bruger kan falde forover ved negativ tip position! Ved brug af beslag mod negativ tip, kan denne risiko elimineres. Negativ tip kan kun anvendes på M2 Gas-Tip.

EN: Be aware that the user can fall forward in negative tip position! Using the bracket against the negative tip, this risk is eliminated. Negative tip can only be used on M2 Gas-Tip.

DE: Seien Sie sich bewusst, dass der Benutzer nach vorne durch negative Spitzenposition fallen kann! Mit der Halterung an der negativen Spitze, wird dieses Risiko eliminiert. Negative Spitze kann nur auf M2 Gas-Tip verwendet werden.

SV: Var medveten om att användaren kan falla framåt genom negativ spetsläge! Använda fästet mot negativa spets, är denna risk elimineras. Negativ spets kan endast användas på M2 Gas-Tip.


NO: Vær oppmerksom på at brukeren kan falle fremover ved negative spissposisjon ! Ved hjelp av braketten mot den negative spiss er denne fare eliminert. Negativ tipset kan bare brukes på M2 Gass-Tipp.


FI: Ota huomioon että kallistettaessa tuolia eteen, käyttäjä voi kaatua eteenpäin. Negatiivisen istuinkulman aiheuttaman riskin voi eliminoida asentamalla tuolin runkoputkeen kallistuksenrajoitin. Kallistuksenrajoitinta voi käyttää vain kaasujousellisessa M2 Tip tuolissa.

NL: Wees ervan bewust dat de gebruiker naar voren kan vallen door negatieve tip positie! Met behulp van de beugel tegen de negatieve tip, wordt dit risico geëlimineerd. Negatieve tip kan alleen worden gebruikt op M2 Gas-Tip.

FR: Sachez que l'utilisateur peut tomber en position négative! En utilisant le support contre la pointe négative, ce risque est éliminé. L'embout négatif ne peut être utilisé que sur le M2 Gas-Tip.


IT: Tieni presente che l'utente può cadere in avanti in posizione di punta negativa! Usando la parentesi contro la punta negativa, questo rischio è eliminato. La punta negativa può essere utilizzata solo su M2 Gas-Tip.





- DK:** Beslag mod negativ tip
- EN:** Bracket for avoid negative tip
- DE:** Klammer gegen negative Neigung
- SV:** Beslag mod negativ spets
- NO:** Beslag mod negativ tips
- FI:** Kallistuksenrajoitin runkoputkessa
- NL:** Beslag mod negatieve tip
- FR:** Support pour éviter la pointe négative
- IT:** Staffa per evitare la punta negativa

- DK:** Montering af beslag
- EN:** Mounting brackets
- DE:** Montage der Klammer
- SV:** Montering av beslag
- NO:** Montering av beslag
- FI:** Kallistuksenrajoittimen kiinnitin
- NL:** Montagebeugels
- FR:** Supports de montage
- IT:** Staffe di montaggio







- DK:** Sættes foran stolen
- EN:** Put in front of the chair
- DE:** Montage vorne am Rahmen
- SV:** Put framför stolen
- NO:** Satt foran stolen
- FI:** Asenna edestäpäin
- NL:** Inde voorkant van de stoel
- FR:** Mettre devant la chaise
- IT:** Metti davanti alla sedia


- DK:** Må **kun** anvendes på M2 Gas-tip
- EN:** **Only** for the M2 Gas-Tip chair
- DE:** Kann **nur** auf dem M2 Gas-tip angewendet werden
- SV:** Använd **endast** M2 Gas-tip
- NO:** Bruk **kun** M2 Gas-tip
- FI:** Käytä **VAIN** kaasujousellisessa M2 Tip tuolissa
- NL:** Gebruik **alleen** M2 Gas-tip
- FR:** **Seulement** pour la chaise M2 Gas-Tip
- IT:** **Solo** per la sedia M2 Gas-Tip



DK: Artikel nr.	
<p>Sæde m/ovalt hul, lukket front:</p> <p>310201/310201-B, 310621/310621-B</p>	<p>Sæde m/nøglehulsudskæring:</p> <p>310202/310202-B, 310622/310622-B</p>
<p>Max. belastning 140 kg</p> <p>NB! Clipsen skal skubbes i bund ved højdeindstilling</p> <p>2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl (og rust reklamationsret).</p> <p>Stelreklamationsret.</p> <p>Vi yder 5 års reklamationsret imod stelbrud på M2-bade/toiletstole samt rustfri stål badebænke. Reklamationsretten gælder ved fabrikations- eller materialefejl og under forudsætning af normalt brug. Vi gør op- mærksom på at almindelig slitage ikke er dækket under garantien.</p>	<p>Rengøring:</p> <p>Produktet kan rengøres med almindelige rengøringsmidler uden slibemiddel. Efter rengøringen skal produktet skylles og aftørres. Produktet kan tåle rengøring op til 85° C i 3 minutter.</p> <p>CE</p>
EN: Art. nr.	
<p>Standard seat:</p> <p>310201/310201-B, 310621/310621-B</p>	<p>Horseshoe seat:</p> <p>310202/310202-B, 310622/310622-B</p>
<p>Max. Load 140 kg</p> <p>Attention!</p> <p>Push the Clips to the bottom when adjusting heights.</p> <p>2 Years complaint rights against manufacturing errors.</p> <p>Terms of claim for frame.</p> <p>HMN grants 5 years claim rights against frame break-down for all M2 Shower/commode chairs and stainless steel shower stools. The warranty applies for production and material break downs, and can only be used if the products have been in normal use. Please note that the normal wear and tear is not covered under warranty.</p>	<p>Cleaning:</p> <p>The product can be cleaned with regular cleaning without non- abrasive detergent. Wash and dry the product after the cleaning. The product can be washed up to 85° degrees in 3 minutes.</p> <p>CE</p>
DE: Artikel nr.	
<p>Standardsitz:</p> <p>310201/310201-B, 310621/310621-B</p>	<p>Intim sitz:</p> <p>310202/310202-B, 310622/310622-B</p>
<p>Maximales Benutzergewicht: 140 Kg.</p> <p>Achtung!</p> <p>CLIPS bei Höhenverstellung ganz durchdrücken!</p> <p>2 Jahre Reklamationsrecht über Fabrikations-fehler.</p> <p>Reklamationsrecht über Rahmen</p> <p>HMN bietet 5 Jahre Reklamationsrecht gegen Rahmenbruch für alle M2 Bade-/Toilettenstühle und Duschhocker aus Edelstahl. Das Re- klamationsrecht deckt Produktionsfehler und Materialfehler, jedoch nur wenn das Produkt normal benutzt worden ist. Bitte beachten Sie, das normaler Verschleiss von diesem Recht nicht dedeckt ist.</p>	<p>Reinigung:</p> <p>Das Produkt kann bei regelmäßiger Reinigung ohne nicht scheuernden Reinigungsmittel gereinigt werden. Waschen und trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung. Das Produkt kann bis zu 85 ° Grad 3 Minuten gewaschen werden.</p> <p>CE</p>

SV: Artikel nr.	
<p>Standardsits: 310201/310201-B, 310621/310621-B</p>	<p>Intimsits: 310202/310202-B, 310622/310622-B</p>
<p>Max. belastning 140 kg OBS! Klipsen skall skjutas i botten vid höjdställning 2 års reklamationsrätt mot fabriktionsfel (och rostreklamationsrätt). Ramreklamationsret. Vi lämnar 5 års reklamationsrätt mot rambrott på M2-bad/toalettstolar samt rostfria stålbadbänkar. Reklamationsrätten gäller vid fabriktions- eller materialfel och under förutsättning av normalt bruk. Vi gör er uppmärksam på att normalt slitage inte täcks av garantin.</p>	<p>Rengöring: Produkten kann rengöras med vanligt rengöringsmedel utan slipmedel. Efter rengöringen skal produkten spolas och torkas. Produkten kann motstå rengöring upp till 85° C i 3 minuter.</p> <p style="text-align: center;"></p>
NO: Artikkel no.	
<p>Standard sete: 310201/310201-B, 310621/310621-B</p>	<p>Intim sete: 310202/310202-B, 310622/310622-B</p>
<p>Maks. laste 140 kg NB! Klemholderen må skyves til bunnen av høydejustering 2 års garanti mot fabriktionsfeil (Og rust garanti). Frame garanti Vi gir 5 års garanti mot brudd på M2 dusj / kommode stoler og rustfritt stål bad benker. Garantien gjelder produksjons- eller materialfeil , og forutsatt normal bruk. Vær oppmerk- som på at normal slitasje dekkes ikke av garantien.</p>	<p>Rengjøring: Produktet kan rengjøres med vanlig såpe uten slipemiddel . Etter rensing, ble produktet skylt og tørket. Produktet kan tåle rensing opp til 85 ° C i 3 minutter.</p> <p style="text-align: center;"></p>
FI: Tuote	
<p>Vakioistuin 310201/310201-B, 310621/310621-B</p>	<p>Hygienia-aukollinen istuin: 310202/310202-B, 310622/310622-B</p>
<p>Max kuormitus 140kg Huomio! Paina jalkojen lukitusklipsit huolella paikalleen säädettyäsi istuinkorkeutta. 2 vuoden takuu koskien valmistusvirheitä (sisältäen ruostumattomuuden). Runkotakuu Myönnämme M2 suihku/WC-tuolin rungolle 5 vuoden takuun koskien materiaali- ja valmistusvirheitä, sen ollessa normaalissa käytössä. Takuu ei koske tuolin osien normaalia kulumista.</p>	<p>Puhdistus: Tuote voidaan puhdistaa tavanomaisilla puhdi- stusaineilla, ilman hankaavia ainesosia. Tuote huuhdel- laan ja kuivataan puhdistuksen jälkeen. Tuote voidaan pestä 85°C lämpötilassa 3 minuutin ajan.</p> <p style="text-align: center;"></p>

NL: Artikel-nr.	
<p>Standaard zitting: 310201/310201-B, 310621/310621-B</p>	<p>Intieme zeep: 310202/310202-B, 310622/310622-B</p>
<p>Max. laden 140 kg NB! De klem moet worden geduwd onderaan hoogteverstelling</p> <p>2 jaar garantie op fabricagefouten (En roest garantie).</p> <p>Frame Garantie</p> <p>Wij bieden een garantie van 5 jaar tegen breuk op M2 douche/commode stoelen en roestvrij staal baden bankjes. De garantie geldt voor de productie of materiaal fouten en uitgaande van normaal gebruik. Houd er rekening mee dat de normale slijtage niet onder de garantie.</p>	<p>Schoonmaken:</p> <p>Het product kan worden gereinigd met voorkomende niet-agressief schoonmaakmiddel. Na de reiniging wordt het product gewassen en gedroogd. Het product kan de reiniging weerstaan tot 85 ° C gedurende 3 minuten.</p> <p></p>

FR: Numéro de l'article	
<p>Siège standard: 310201/310201-B, 310621/310621-B</p>	<p>Siège intime: 310202/310202-B, 310622/310622-B</p>
<p>Max. Charge 140 kg Attention! Poussez les clips vers le bas lors de l'ajustement des hauteurs. 2 ans de droits de plainte contre erreurs de fabrication.</p> <p>Conditions de réclamation pour le cadre.</p> <p>HMN accorde 5 ans de droits de réclamation contre la rupture de cadre pour toutes les chaises de douche / d'aisance M2 et les tabourets de douche en acier inoxydable. La garantie s'applique aux pannes de production et de matériel et ne peut être utilisée que si les produits ont été utilisés normalement. Veuillez noter que l'usure normale n'est pas couverte par la garantie.</p>	<p>Nettoyage:</p> <p>Le produit peut être nettoyé avec un nettoyage régulier sans détergent non abrasif. Laver et sécher le produit après le nettoyage. Le produit peut être lavé à 85 degrés en 3 minutes.</p> <p></p>

IT: Numero dell'articolo	
<p>Posto standard:</p> <p>310201/310201-B, 310621/310621-B</p> <p>Massimo Carico 140 kg</p> <p>Attenzione! Spingere le clip verso il basso quando regolazione delle altezze.</p> <p>Attenzione! Da non utilizzare ambienti contenenti cloro come Piscine ecc.</p> <p>2 anni di diritti di reclamo contro errori di fabbricazione.</p> <p>Termini di reclamo per telaio</p> <p>HMN concede 5 anni di diritti di reclamo contro la rottura del telaio per tutte le sedie da doccia/commode M2 e gli sgabelli per doccia in acciaio inossidabile. La garanzia si applica per guasti alla produzione e ai materiali e può essere utilizzata solo se i prodotti sono stati utilizzati normalmente. Si prega di notare che la normale usura non è coperta da garanzia.</p>	<p>Sedile a ferro di cavallo:</p> <p>310202/310202-B, 310622/310622-B</p> <p>Pulizia:</p> <p>Il prodotto può essere pulito con una pulizia regolare senza detersivo non abrasivo. Lavare e asciugare il prodotto dopo la pulizia. Il prodotto è lavabile fino a 85° gradi in 3 minuti.</p> <p>CE</p>

- DK:** Stå ikke på fodstøtterne
- EN:** Do not stand on the footrests.
- DE:** Stellen Sie sich nicht auf den Fußrasten.
- SV:** Stå inte på fotstöden.
- NO:** Ikke stå på fotplatene.
- FI:** Älä nouse seisomaan jalkatukien päälle
- NL:** Sta niet op de voetsteunen.
- FR:** Ne vous tenez pas sur les repose-pieds.
- IT:** Non salire sui poggiapiedi.



- DK:** Undgå at sidde på de yderste 10 cm af sædet, da stolen kan tippe fremover.
- EN:** Avoid sitting on the last 10 cm of the seat, as the chair may tip forward.
- DE:** Vermeiden Sie auf den letzten 10 cm des Sitzes sitzen, wie der Stuhl nach vorne kippen kann.
- SV:** Undvika att sitta på de sista 10 cm av sätet, som stolen kan tippa framåt.
- NO:** Unngå å sitte på de siste 10 cm av setet, som stolen kan tippe forover.
- FI:** Vältä istumista istuimen etureunalla 10cm matkalla, koska tuoli voi kipata eteen
- NL:** Vermijd zitten op de laatste 10 cm van de stoel, als de stoel naar voren kan kantelen.
- FR:** Évitez de vous asseoir sur les 10 derniers centimètres du siège car le fauteuil pourrait basculer vers l'avant.
- IT:** Evitare di sedersi sugli ultimi 10 cm del sedile, poiché la sedia potrebbe ribaltarsi in avanti.





HMN since 1934

Midtager 22 - 2605 - Brøndby - Danmark

Tlf.: +45 4396 2400 - E-mail: info@hmn.dk - Web: www.hmn.dk

HMN a/s