



- DK:** Brugsanvisning for **bade-/toiletstol M2 Standard**.
Beregnet til brug ved badning/brusning og toiletbesøg
- EN:** User guide for **shower/commode chair M2 Standard**.
Intended for use at bathing/showering and toilet visit
- DE:** Gebrauchsanweisung für **dusch-/toilettenstuhl M2 Standard**
Stuhl für Dusch/Toiletten Gebrauch
- SV:** Bruksanvisning för **dusch-/toalettstol M2 Standard**.
Avsedd att användas vid bad/ dusch och toalettbesök
- NO:** Brukarveiledning for **dusj-/toalettstol M2 Standard**.
Designet for bruk når badning/ dusjing og toalettbesøk
- FI:** Käyttöohje **suihku-/WC-tuoli M2 Standard**.
Tarkoitettu kylpy- / suihku- ja wc-käyttöön.
- NL:** Aanwijzingen voor **douche/toiletstoel M2 Standard**.
Ontworpen voor gebruik bij het baden/douchen en toiletbezoek
- FR:** Guide d'utilisation de **la chaise de douche/d'aisance M2 Standard**.
Destiné à être utilisé lors du bain/de la douche et de la visite aux toilettes
- IT:** Manuale d'uso per sedia **da doccia/commode M2 Standard**.
Destinato all'uso durante il bagno/doccia e la visita al bagno





- DK:** Ved montering af hjul føres teleskopbenene op i rørene og clipsene monteres i passende og ensartet højde.
- EN:** When mounting the wheels, the telescopic legs is placed in the pipes and the clips is mounted in suitable and uniform height.
- DE:** Bei der Montage der Räder werden die Teleskopbeine in die Rohre gelegt und die Clips in geeigneter und gleichmäßiger Höhe montiert.
- SV:** Vid montering av hjul placeras teleskopbenen i rören och klämmorna monteras i lämplig och jämn höjd.
- NO:** Ved montering av hjulene er teleskopbenene plassert i rørene og klemmene monteret i passende og jevn høyde.

- FI:** Asenna pyörät työntämällä teleskoopputki runkoputken sisään, säädä haluttu istuinkorkeus ja lukitse putki paikalleen lukitusklipsillä.
- NL:** Bij het monteren van de wielen worden de telescopische benen in de leidingen geplaatst en de clips zijn op een geschikte en uniforme hoogte gemonteerd.
- FR:** Lors du montage des roues, les pieds télescopiques sont placés dans les tuyaux et les clips sont montés à une hauteur appropriée et uniforme.
- IT:** Quando si montano le ruote, le gambe telescopiche vengono posizionate nei tubi e le clip vengono montate ad un'altezza adeguata e uniforme.



- DK:** Medfølgende skruer spændes ved hjælp af unbrakonøgle ved montering af ryg. Sørg for at skruerne er spændt godt fast for at sikre stabilitet.
- EN:** Screws are tightened using the Allen wrench when mounting the back. Make sure the screws are tight to ensure stability.
- DE:** Schrauben werden angezogen, den Inbusschlüssel zu verwenden, wenn die Montage an der Rückseite. Achten Sie darauf, die Schrauben fest angezogen sind Stabilität zu gewährleisten.




- SV:** Skruvarna dras åt med hjälp av insexnyckel vid montering på baksidan. Se till att skruvarna är åtdragna för att garantera stabilitet.
- NO:** Skruene er strammet ved hjelp av unbrakonøkkelen ved montering på baksiden. Pass på at skruene er stramt for å sikre stabilitet.
- FI:** Selkäosa kiinnitetään käyttäen kuusiokoloavainta ja ruuveja. Kiristä ruuvit huolella, jotta selkäosa on tukeva.

- NL:** Schroeven worden aangedraaid met behulp van de inbussleutel bij het monteren van de rug. Zorg ervoor dat de schroeven zijn aangedraaid om de stabiliteit te garanderen.
- FR:** Les vis sont serrées à l'aide de la clé Allen lors du montage du dos. Assurez-vous que les vis sont serrées pour assurer la stabilité.
- IT:** Le viti vengono serrate utilizzando la chiave a brugola durante il montaggio della parte posteriore. Assicuratevi che le viti siano ben strette per garantire la stabilità.


HMN a/s




- DK:** De medfølgende skruer spændes ved hjælp af en unbrakonøgle. Sørg for at skruerne er spændt godt fast for at sikre sig, at ryggenes stabilitet er sikker. Husk at efterspænde ryggen efter ca. 1 måned. Skruerne skal kasseres ved afmontering, og der skal benyttes nye skruer ved næste på montering.
- EN:** The screws are tightened using an Allen wrench. Make sure the screws are tightened securely to ensure that the spine stability is assured. Remember to tighten your back after about 1 month. The screws should be discarded when dismantling, and will use new screws when next on mounting.
- DE:** Die Schrauben werden angezogen mit einem Inbusschlüssel. Achten Sie darauf, die Schrauben fest angezogen sind, um sicherzustellen, dass die Wirbelsäule Stabilität gewährleistet ist. Denken Sie daran, wieder nach etwa zu straffen 1 Monat. Die Schrauben sollten verworfen werden, wenn der Demontage und neue Schrauben verwenden, wenn als nächstes auf Montage.
- SV:** Skruvarna dras åt med hjälp av en insexnyckel. Se till att skruvarna för att säkerställa att ryggraden stabiliteten garanteras är ordentligt åtdragna. Kom ihåg att dra åt ryggen efter ca En månad. Skruvarna ska kasseras vid demontering, och kommer att använda nya skruvar när nästa montage.
- NO:** Skruene strammes med en sekskantnøkkel. Pass på at skruene er strammet ordentlig for å sikre at ryggraden stabilitet er sikret. Husk å stramme ryggen etter om En måned. Skruene skal kastes ved demontering, og vil bruke nye skruer når neste på montering.
- FI:** Ruuvit kiristetään kuusiokoloavaimella. Kiristä ruuvit huolella, jotta selkäosa on käytössä vakaa. Toista selkäosan ruuvien kiristys noin 1 kuukauden kuluttua. Jos joudut myöhemmin irrottamaan selkäosan, käytä uudelleenasetuksessa aina uusia ruuveja, koska kerran irrotetuista ruuveista puuttuu kiinnityksen lukitseva kierrelukite.
- NL:** De schroeven zijn vastgezet met behulp van een inbussleutel. Of de schroeven worden aangedraaid zodat de wervelkolom ook stabiel. Vergeet niet om je rug te scherpen na ongeveer 1 maand. De schroeven moeten worden weggegooid bij de demontage, en zal nieuwe schroeven gebruiken bij de volgende op de montage.
- FR:** Les vis sont serrées à l'aide d'une clé Allen. Assurez-vous que les vis sont bien serrées pour assurer la stabilité de la colonne vertébrale. N'oubliez pas de resserrer votre dos après environ 1 mois. Les vis doivent être jetées lors du démontage et utiliseront de nouvelles vis lors du prochain montage.
- IT:** Le viti vengono serrate con una chiave a brugola. Assicurarsi che le viti siano serrate saldamente per garantire la stabilità della colonna vertebrale. Ricorda di stringere la schiena dopo circa 1 mese. Le viti devono essere scartate durante lo smontaggio e utilizzeranno viti nuove al successivo montaggio.




- DK:** For montering/afmontering af armlæn; tag armlæn op og ud til siden.
- EN:** For installing / removing the armrests; tag armrests up and out to the side.
- DE:** Für Ein- / Ausbau der Armlehnen; Tag Armlehnen an der Seite nach oben heraus.
- SV:** För installation / ta bort armstöden; tag armstöd uppåt och utåt åt sidan.
- NO:** For å installere / fjerne armlenene; tag armlener opp og ut til siden.
- FI:** Käsitukien asentaminen / poistaminen; asenna/irrota runkopidikkeestä nostamalla, käsituen voi myös kääntää sivulle.




- NL:** Voor het installeren / verwijderen van de armsteunen; tag armleuningen omhoog en naar de zijkant.
- FR:** Pour installer/retirer les accoudoirs ; étiquettez les accoudoirs vers le haut et vers l'extérieur sur le côté.
- IT:** Per installare/smontare i braccioli; etichetta i braccioli in alto e fuori di lato.



- DK:** For montering/afmontering af armlæn; tag armlæn op og skråt ud til siden
- EN:** For installing / removing the armrests; remove the armrest up and tilted to the side
- DE:** Für Ein- / Ausbau der Armlehnen; Entfernen Sie die Armlehne nach oben und zur Seite gekippt
- SV:** För installation / ta bort armstöden; avlägsna armstödet upp och lutar åt sidan
- NO:** For å installere / fjerne armlenene; fjerne armlenet opp og vippet til side




- FI:** Käsitukien asentaminen / poistaminen; Käännä käsinoja pystyasentoon, jolloin se liukuu painamalla paikalleen runkopidikkeeseen tai irtoaa vetämällä.
- NL:** Voor het installeren / verwijderen van de armsteunen; verwijder de armleuning omhoog en schuin naar de kant.
- FR:** Pour installer/retirer les accoudoirs ; retirez l'accoudoir vers le haut et l'incliner sur le côté
- IT:** Per installare/smontare i braccioli; rimuovere il bracciolo verso l'alto e inclinarlo di lato




- DK:** For montering/afmontering af armlæn; tag armlæn op. Kan også hives ud til siden.
- EN:** For installing / removing the armrests; remove the armrest up. Can also be pulled off to the side.
- DE:** Für Ein- / Ausbau der Armlehnen; Entfernen Sie die Armlehne nach oben. Kann auch zur Seite abgezogen werden.
- SV:** För installation / ta bort armstöden; ta bort armstödet. Kan också dras bort åt sidan.

- NO:** For å installere / fjerne armlenene; fjerne armlenet opp. Kan også trekkes ut til siden.
- FI:** Käsitukien asentaminen / poistaminen; Käännä käsinoja pystyasentoon, jolloin se liukuu painamalla paikalleen runkopidikkeeseen tai irtoaa vetämällä.
- NL:** Voor het installeren / verwijderen van de armsteunen; Verwijder de armleuning omhoog. Kan ook worden getrokken aan de kant.
- FR:** Pour installer/retirer les accoudoirs ; retirez l'accoudoir vers le haut. Peut également être tiré sur le côté.
- IT:** Per installare/smontare i braccioli; rimuovere il bracciolo verso l'alto. Può anche essere tirato fuori di lato.


HMN a/s



- DK:** Lås alle fire hjul ved badning/brusning. Det forreste højre hjul (mørkegrå) kan låses i køreretningen, så kraften ved igangsættelse og kørsel mindskes.
- EN:** Lock all four wheels when bathing/showering. The front right wheel (dark gray) can be directional locked to easy while driving til chair.
- DE:** Verriegeln Sie alle vier Räder beim Baden / Duschen. Das vordere rechte Rad (dunkelgrau) in Richtung der Kraft verriegelt werden durch die Initiierung und Fahren reduziert.
- SV:** Låsa alla fyra hjulen när bad / dusch. Höger framhjul (mörkgrå) kan låsas i riktning mot nämnda kraft genom att initiera och körning minskas.
- NO:** Lås alle fire hjulene når bading / dusjing. Den fremre høyre hjul (mørk grå) kan låses i retning av at kraft ved å initiere og kjøring redusert.
- FI:** Lukitse kaikki neljä pyörää, kun tuoli on kylpy/suihkutuskäytössä. Oikea etupyörä (tumman harmaa) on suuntalukittava, jonka avulla tuoli kulkee suoraan.
- NL:** Lock alle vier de wielen bij het baden / douchen. Het rechter voorwiel (donkergrijs) kan worden vergrendeld in de richting van de kracht door het initiëren en rijden verminderd.
- FR:** Verrouillez les quatre roues lors du bain/de la douche. La roue avant droite (gris foncé) peut être verrouillée directionnellement pour faciliter la conduite jusqu'au fauteuil.
- IT:** Bloccare tutte e quattro le ruote durante il bagno/la doccia. La ruota anteriore destra (grigio scuro) può essere bloccata direzionale per facilitare la guida fino alla sedia.



- DK:** Justering af ryg (se billeder). Vigtigt! Ryg vaskes max. ved 80 grader.
- EN:** Adjusting the back (see photos). Important! Back wash max. at 80 degrees.
- DE:** Einstellen der Rückseite (siehe Fotos). Wichtig! Zurück Wäsche max. bei 80 Grad.
- SV:** Justera ryggen (se bilder). Viktigt! Tillbaka tvätt max. på 80 grader.
- NO:** Justering av ryggen (se bilder). Viktigt! Tilbake vask maks. på 80 grader.
- FI:** Selkäosan kireyden säätäminen (katso kuvat). Tärkeää! Selkäo san voi irrottaa ja pestä max 80 asteessa.
- NL:** Aanpassen van de rug (zie foto's). Belangrijk! Terug wassen max. bij 80 graden.
- FR:** Ajustement du dos (voir photos). Important! Lavage à contre-courant max. à 80 degrés.
- IT:** Regolazione dello schienale (vedi foto). Importante! Retrolavaggio max. a 80 gradi.



- DK:** Højden på fodstøtter justeres ved hjælp af clips. For at give ekstra plads, kan fodstøtterne skubbes til side ved at løfte og dreje, mens fodpladerne kan vippes.
- EN:** The height of the footrest is adjusted by means of clips. For extra space, footrests can be pushed aside by lifting and turning, while the footrests can be tilted.
- DE:** Die Höhe der Fußstütze ist mittels Klammern eingestellt. Für zusätzlichen Platz, schob Fußstützen beiseite durch Anheben und Drehen, während die Fußstützen gekippt werden kann.
- SV:** Höjden på fotstödet justeras med hjälp av clips. För extra utrymme, fotstödet trängs undan genom att lyfta och vrida, medan fotstöden kan lutas.

- NO:** Høyden av fotstøtten blir justert ved hjelp av klips. For ekstra plass, fotstøtten skjøvet til side ved å løfte og slå, mens fotplatene kan vippes.
- FI:** Astinlevyn korkeutta voidaan säätää ja lukita paikalleen lukitusklipsillä. Jalkatuet voi kääntää sivulle siirtymisen helpottamiseksi, kohottamalla ja kääntämällä jalkatuki sivulle sekä nostamalla astinlevy pystyasentoon.
- NL:** De hoogte van de voetsteun wordt ingesteld door middel van klemmen. Voor extra ruimte, voetsteunen opzij geduwd door het optillen en draaien, terwijl de voetsteunen kan worden gekanteld.
- FR:** La hauteur du repose-pieds est réglée au moyen de clips. Pour plus d'espace, les repose-pieds peuvent être écartés en les soulevant et en les tournant, tandis que les repose-pieds peuvent être inclinés.
- IT:** L'altezza del poggiapiedi è regolabile tramite clip. Per aumentare lo spazio, i poggiapiedi possono essere spostati da parte sollevandoli e ruotandoli, mentre i poggiapiedi possono essere inclinati.



- DK:** Lægstøtten fastgøres og justeres ved velcrobånd på bagsiden. Vigtigt! Lægstøtten vaskes ved max. 80 grader.
- EN:** The calf support is secured and adjusted by the Velcro strip on the back. Important! Calf support washed at max. 80 degrees.
- DE:** Die Wadenstütze wird durch das Klettband auf der Rückseite befestigt und angepasst. Wichtig! Die Wadenstütze bei max. 80 Grad.
- SV:** Vadstödet säkras och justeras med kardborrebandet på baksidan. Viktigt! Vadstödet tvättas vid max. 80 grader.
- NO:** Leggstøtten er festet og justert av borrelåsen på baksiden. Viktig! Må vaskes på maks. 80 grader.

- FI:** Pohjeremmi säädetään sopivaan pituuteen ja kiinnitetään tarralla takapuolelta. Tärkeää! Pohjeremmi on irrotettava ja pestävä max. 80 asteessa.
- NL:** Het kalf ondersteuning is beveiligd en aangepast door de klittenband op de rug. Belangrijk! Kalf ondersteuning gewassen op max. 80 graden.
- FR:** Le support de mollet est sécurisé et ajusté par la bande velcro à l'arrière. Important! Support de mollet lavé à max. 80 degrés.
- IT:** Il supporto per il polpaccio è assicurato e regolato dalla fascia in velcro sul retro. Importante! Supporto polpaccio lavato a max. 80 gradi.



- DK:** Spand trækkes ud på bagsiden af sædet i lige bevægelse.
- EN:** Bucket pulled on the back of the seat into the steady motion.
- DE:** Eimer gezogen auf der Rückseite des Sitzes in die richtige Bewegung.
- SV:** Spann drog på baksidan av sätet i rätt rörelse..
- NO:** Bekkenet trekkes ut på baksiden av setet i den riktige bevegelse.
- FI:** Alusastia vedetään pois istuimen pidikkeistä tuolin takaa pidellen astia vakaassa asennossa.
- NL:** Emmer trok aan de achterkant van het zadel in de juiste beweging.
- FR:** Le seau tira sur le dossier du siège dans un mouvement régulier.
- IT:** Il secchio tirò sullo schienale del sedile con un movimento costante.



- DK:** Undgå at sidde på de yderste 10 cm af sædet, da stolen kan tippe fremover.
- EN:** Avoid sitting on the last 10 cm of the seat, as the chair may tip forward.
- DE:** Vermeiden Sie auf den letzten 10 cm des Sitzes sitzen, wie der Stuhl nach vorne kippen kann.
- SV:** Sitt inte på de främra 10 cm. Tip risk!
- NO:** Unngå å sitte på de siste 10 cm av setet, som stolen kan tippe forover.
- FI:** Vältä istumista istuimen etureunalla 10 cm matkalla, koska tuoli voi kipata eteen.
- NL:** Vermijd zitten op de laatste 10 cm van de stoel, als de stoel naar voren kan kantelen.
- FR:** Évitez de vous asseoir sur les 10 derniers centimètres du siège, car le fauteuil risque de basculer vers l'avant.
- IT:** Evitare di sedersi sugli ultimi 10 cm del sedile, poiché la sedia potrebbe ribaltarsi in avanti.



- DK:** Stå ikke på fodstøtterne.
- EN:** Do not stand on the footrests.
- DE:** Stellen Sie sich nicht auf den Fußrasten.
- SV:** Stå inte på benstöden/fotplattarna.
- NO:** Ikke stå på fotplatene.
- FI:** Älä nouse seisomaan jalkatu´kien päälle.
- NL:** Sta niet op de voetsteunen.
- FR:** Ne montez pas sur les repose-pieds.
- IT:** Non salire sui poggiapiedi.

DK: Artikel nr.

Sæde m/ovalt hul, lukket front:

Max. Belastning 150 kg

310035/310035-B, 310034/310034-B,
310610/310610-B, 310027/310027-B

Max. Belastning 125 kg

310030-B, 310278-B

Sæde m/nøglehulsudskæring:

Max. Belastning 150 kg

310036/310036-B, 310091/310091-B,
310611/310611-B, 310028/310028-B

Max. Belastning 125 kg

310090-B, 310279-B

NB! Clipsen skal skubbes i bund ved
højdeindstilling

2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl (og rust
reklamationsret).

Stelreklamationsret.

Vi yder 5 års reklamationsret imod stelbrud på
M2-bade/toiletstole samt rustfri stål badebænke.
Reklamationsretten gælder ved fabrikations- eller
materialefejl og under forudsætning af normalt
brug. Vi gør opmærksom på at almindelig slitage
ikke er dækket under garantien.

Rengøring:

Produktet kan rengøres med almindelige
rengøringsmidler uden slibemiddel. Efter rengørin-
gen skal produktet skylles og aftørres. Produktet
kan tåle rengøring op til 85° C i 3 minutter.



EN: Art. nr.

Standard seat:

Max. Load 150 kg

310035/310035-B, 310034/310034-B,
310610/310610-B, 310027/310027-B

Max. Load 125 kg

310030-B, 310278-B

Horseshoe seat:

Max. Load 150 kg

310036/310036-B, 310091/310091-B,
310611/310611-B, 310028/310028-B

Max. Load 125 kg

310090-B, 310279-B

Attention! Push the Clips to the bottom when
adjusting heights.

2 Years complaint rights against
manufacturing errors.

Terms of claim for frame.


HMN grants 5 years claim rights against frame
break-down for all M2 Shower/commode chairs
and stainless steel shower stools. The warranty
applies for production and material break downs,
and can only be used if the products have been in
normal use. Please note that the normal wear and
tear is not covered under warranty.


Cleaning:



The product can be cleaned with regular cleaning
without non-abrasive detergent. Wash and dry the
product after the cleaning. The product can be
washed up to 85° degrees in 3 minutes.






HMN a/s

DE: Artikel nr.	
<p>Standardsitz:</p> <p>Maximales Benutzergewicht 150 Kg. 310035/310035-B, 310034/310034-B, 310610/310610-B, 310027/310027-B</p> <p>Maximales Benutzergewicht 125 Kg. 310030-B, 310278-B</p>	<p>Intim sitz:</p> <p>Maximales Benutzergewicht 150 Kg. 310036/310036-B, 310091/310091-B, 310611/310611-B, 310028/310028-B</p> <p>Maximales Benutzergewicht 125 Kg. 310090-B, 310279-B</p>
<p>Achtung! CLIPS bei Höhenverstellung ganz durchdrücken!</p> <p>2 Jahre Reklamationsrecht über Fabrikations-fehler.</p> <p>Reklamationsrecht über Rahmen</p> <p>HMN bietet 5 Jahre Reklamationsrecht gegen Rahmenbruch für alle M2 Bade-/Toilettenstühle und Duschhocker aus Edelstahl. Das Reklamationsrecht deckt Produktionsfehler und Materialfehler, jedoch nur wenn das Produkt normal benutzt worden ist. Bitte beachten Sie, das normaler Verschleiss von diesem Recht nicht dedeckt ist.</p>	<p>Reinigung: Das Produkt kann bei regelmäßiger Reinigung ohne nicht scheuernden Reinigungsmittel gereinigt werden. Waschen und trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung. Das Produkt kann bis zu 85 ° Grad 3 Minuten gewaschen werden.</p> <p style="text-align: center;"></p>

SV: Artikel nr.	
<p>Sits m/oval hål, sluten främre:</p> <p>Max. belastning 150 kg 310035/310035-B, 310034/310034-B, 310610/310610-B, 310027/310027-B</p> <p>Max. belastning 125 kg 310030-B, 310278-B</p>	<p>Sits m/nyckelhålsform:</p> <p>Max. belastning 150 kg 310036/310036-B, 310091/310091-B, 310611/310611-B, 310028/310028-B</p> <p>Max. belastning 125 kg 310090-B, 310279-B</p>
<p>OBS! Klipsen skall skjutas i botten vid höjdinställning</p> <p>2 års reklamationsrätt mot fabrikationsfel (och rostreklamationsrätt).</p> <p>Ramreklamationsret.</p> <p>Vi lämnar 5 års reklamationsrätt mot rambrott på M2-bad/toalettstolar samt rostfria stålbadbänkar. Reklamationsrätten gäller vid fabrikations- eller materialfel och under förutsättning av normalt bruk. Vi gör er uppmärksam på att normalt slitage inte täcks av garantin.</p>	<p>Rengöring:</p> <p>Produkten kann rengöras med vanligt rengöringsmedel utan slipmedel. Efter rengöringen skal produkten spolas och torkas. Produkten kann motstå rengöring upp till 85° C i 3 minuter.</p> <p style="text-align: center;"></p>

NO: Artikkel no.	
<p>Standard sete:</p> <p>Maks. laste 150 kg 310035/310035-B, 310034/310034-B, 310610/310610-B, 310027/310027-B</p> <p>Maks. laste 125 kg 310030-B, 310278-B</p>	<p>Intim sete:</p> <p>Maks. laste 150 kg 310036/310036-B, 310091/310091-B, 310611/310611-B, 310028/310028-B</p> <p>Maks. laste 125 kg 310090-B, 310279-B</p>
<p>NB! Klemholderen må skyves til bunnen av høydejustering</p> <p>2 års garanti mot fabrikkasjonsfeil (Og rust garanti).</p> <p>Frame garanti.</p> <p>Vi gir 5 års garanti mot brudd på M2 dusj / kommode stoler og rustfritt stål bad benker. Garantien gjelder produksjons- eller materialfeil, og forutsatt normal bruk. Vær oppmerksom på at normal slitasje dekkes ikke av garantien.</p>	<p>Rengjøring:</p> <p>Produktet kan rengjøres med vanlig såpe uten slipemiddel . Etter rensing, ble produktet skylt og tørket. Produktet kan tåle rensing opp til 85 ° C i 3 minutter.</p> 
FI: Tuotenumerot	
<p>Vakioistuin</p> <p>Max. kuorma 150 kg 310035/310035-B, 310034/310034-B, 310610/310610-B, 310027/310027-B</p> <p>Max. kuorma 125kg 310030-B, 310278-B</p>	<p>Hygienia-aukollinen istuin :</p> <p>Max. kuorma 150 kg 310036/310036-B, 310091/310091-B, 310611/310611-B, 310028/310028-B</p> <p>Max. kuorma 125 kg 310090-B, 310279-B</p>
<p>Huomio! Paina jalkojen lukitusklipsit huolella paikalleen säädettyäsi istuinkorkeutta.</p> <p>2 vuoden takuu koskien valmistusvirheitä (sisältäen ruostumattomuuden).</p> <p>Runkotakuu</p> <p>Myönnämme M2 suihku/WC-tuolin rungolle 5 vuoden takuun koskien materiaali- ja valmistusvirheitä, sen ollessa normaalissa käytössä. Takuu ei koske tuolin osien normaalia kulumista.</p>	<p>Puhdistus:</p> <p>Tuote voidaan puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla, ilman hankaavia ainesosia. Tuote huuhdellaan ja kuivataan puhdistuksen jälkeen.</p> <p>Tuote voidaan pestä 85°C lämpötilassa 3 minuutin ajan.</p> 

NL: Artikel-nr.	
<p>Standaard zitting: Max. laden 150 kg 310035/310035-B, 310034/310034-B, 310610/310610-B, 310027/310027-B</p> <p>Max. laden 125 kg 310030-B, 310278-B</p>	<p>Intieme zeep: Max. laden 150 kg 310036/310036-B, 310091/310091-B, 310611/310611-B, 310028/310028-B</p> <p>Max. laden 125 kg 310090-B, 310279-B</p>
<p>NB! De klem moet worden geduwd onderaan hoogteverstelling 2 jaar garantie op fabricagefouten (En roest garantie). Frame Garantie.</p> <p>Wij bieden een garantie van 5 jaar tegen breuk op M2 douche / commode stoelen en roestvrij staal baden bankjes. De garantie geldt voor de productie of materiaalfouten en uitgaande van normaal gebruik. Houd er rekening mee dat de normale slijtage niet onder de garantie.</p>	<p>Schoonmaken: Het product kan worden gereinigd met voorkomende niet-agressief schoonmaakmiddel. Na de reiniging wordt het product gewassen en gedroogd. Het product kan de reiniging weerstaan tot 85 ° C gedurende 3 minuten.</p> 
FR: Numéro de l'article	
<p>Siège standard: Max. Charge 150 kg 310035/310035-B, 310034/310034-B, 310610/310610-B, 310027/310027-B</p> <p>Max. Charge 125 kg 310030-B, 310278-B</p>	<p>Siège intime: Max. laden 150 kg 310036/310036-B, 310091/310091-B, 310611/310611-B, 310028/310028-B</p> <p>Max. Charge 125 kg 310090-B, 310279-B</p>
<p>Attention! Poussez les clips vers le bas lors de l'ajustement des hauteurs. 2 ans de droits de plainte contre erreurs de fabrication.</p> <p>Conditions de réclamation pour le cadre. HMN accorde 5 ans de droits de réclamation contre la rupture de cadre pour toutes les chaises de douche / d'aisance M2 et les tabourets de douche en acier inoxydable. La garantie s'applique aux pannes de production et de matériel et ne peut être utilisée que si les produits ont été utilisés normalement. Veuillez noter que l'usure normale n'est pas couverte par la garantie.</p>	<p>Nettoyage: Le produit peut être nettoyé avec un nettoyage régulier sans détergent non abrasif. Laver et sécher le produit après le nettoyage. Le produit peut être lavé à 85 degrés en 3 minutes.</p> 
IT: Numero dell'articolo	
<p>Posto standard: Massimo Carico 150 kg 310035/310035-B, 310034/310034-B, 310610/310610-B, 310027/310027-B</p> <p>Massimo Carico 125 kg 310030-B, 310278-B</p>	<p>Sedile a ferro di cavallo: Massimo Carico 150 kg 310036/310036-B, 310091/310091-B, 310611/310611-B, 310028/310028-B</p> <p>Massimo Carico 125 kg 310090-B, 310279-B</p>
<p>Attenzione! Spingere le clip verso il basso quando regolazione delle altezze.</p> <p>Attenzione! Da non utilizzare ambienti contenenti cloro come Piscine ecc. 2 anni di diritti di reclamo contro errori di fabbricazione.</p> <p>Termini di reclamo per telaio HMN concede 5 anni di diritti di reclamo contro la rottura del telaio per tutte le sedie da doccia/commode M2 e gli sgabelli per doccia in acciaio inossidabile. La garanzia si applica per guasti alla produzione e ai materiali e può essere utilizzata solo se i prodotti sono stati utilizzati normalmente. Si prega di notare che la normale usura non è coperta da garanzia.</p>	<p>Pulizia: Il prodotto può essere pulito con una pulizia regolare senza detersivo non abrasivo. Lavare e asciugare il prodotto dopo la pulizia. Il prodotto è lavabile fino a 85° gradi in 3 minuti.</p> 



HMN since 1934

Midtager 22 - 2605 - Brøndby - Danmark

Tlf.: 0045 4396 2400 - E-mail: info@hmn.dk - Web: www.hmn.dk

HMN a/s