



# Bedienungsanleitung



## EVAQ®-PRO II GREENLINE

Dekubitus-therapie-Matratze mit Evakuierungsfunktion

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor Einsatz des Systems aufmerksam durch und beachten Sie die **Warnhinweise!**

<b>Produktname</b>	<b>EVAQ®-PRO II GREENLINE</b>
<b>Lieferumfang</b>	Dekubitus-therapie-Matratze mit Evakuierungsfunktion, Schaumkern und PU-Bezug (abnehmbar per Reißverschluss), Bedienungsanleitung
<b>Indikationen / Anwendungsbereiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekubitusprophylaxe</li> <li>• Dekubitus-therapie bis Grad 4 (Seiler/EPUAP)</li> <li>• Schmerz-therapie</li> <li>• Für Patienten mit sehr hohem Dekubitusrisiko</li> </ul>
<b>Kontraindikationen</b>	Keine bekannt
<b>Zulässiges Patientengewicht min. - max.</b>	0 - 150 kg
<b>Material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kern: PU-Schaumstoffe (ECOLAST®)</li> <li>• Bezug: PU-beschichtetes PES-Trägermaterial, Nylon</li> </ul>
<b>Abmessungen</b>	Breite: 80 - 100 cm Länge: 190 - 220 cm
<b>Gewicht des Produkts</b>	15 kg (90/200 cm)
<b>Hilfsmittelnummer (i.S. §139 SGB V)</b>	
<b>Medizinprodukt</b>	Klasse 1, MDR 2017/745 
<b>Technische Sicherheit / Schwerentflammbarkeit</b>	Prüfung der Schwerentflammbarkeit nach DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crib 5, BS 7177
<b>Prüfung auf toxikologische Unbedenklichkeit / Biokompatibilität</b>	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
<b>Warnhinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor der ersten Anwendung muss die Vorbereitung des Systems für den ersten Einsatz durchgeführt werden (siehe "Vorbereiten des Systems für den Einsatz").</li> <li>• Für verstellbare Liegeflächen geeignet</li> <li>• Seitengitter mindestens 22 cm über der Matratzenoberkante</li> </ul>
<b>Garantie</b>	7 Jahre auf die funktionellen Eigenschaften des Schaumkerns (Pro-Rata-Garantie)
<b>Wartung</b>	Keine
<b>Reinigungsanleitung (Matratzenbezug)</b>	<p>Der Bezug kann durch eine Wischdesinfektion mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln aus Isopropanol (z.B. Bacillol) oder mit anderen geeigneten DGHM-gelisteten Produkten (z.B. ECOLAB-Reinigungstuch Incidin OxyWipe S XL) desinfiziert werden. Eine chemothermische Reinigung des Bezuges ist möglich. Der Bezug kann durch Autoklavieren gemäß Richtlinien des RKIs wiederaufbereitet werden.</p> 
<b>Reinigungsanleitung (Kern)</b>	<p>Der Schaumkern ohne Bezug kann mit handelsüblichen Mitteln gereinigt werden. Dies ist durch ein Durchtränken der kontaminierten Stelle oder Besprühen des gesamten Schaumkerns mit einem Desinfektionsmittel (z.B. Bacillol oder ECOLAB-Schaumspray Incidin OxyFoam S bestehend aus Wasserstoffperoxid) zu erreichen. Danach muss der Schaumkern an der Luft getrocknet werden. Der Schaumkern kann durch Autoklavieren gemäß Richtlinien des RKIs wiederaufbereitet werden.</p>
<b>Vorbereiten des Systems für den Einsatz</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entnehmen Sie die Matratze sofort nach Erhalt aus dem Karton.</li> <li>2. Legen Sie die Matratze in das Bett.</li> <li>3. Beachten Sie den Aufdruck auf der Matratzenoberseite "THIS SIDE UP".</li> <li>4. Die Gurte und Griffe sind nur für den Evakuierungsfall vorgesehen.</li> <li>5. Bitte sehen Sie sich das Schulungsvideo auf <a href="http://www.funke-medical.de/de/downloads/#filme">www.funke-medical.de/de/downloads/#filme</a> an.</li> </ol>

RKI = Robert-Koch-Institut  
 DHGM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie  
 MPG = Medizinproduktegesetz  
 Autoklavieren = Fraktioniertes Vakuumverfahren bei 105 Grad C und 55 Minuten

 Hersteller im Sinne des MPG und MDR 2017/745

Funke Medical AG • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-266 93 50 • Fax: +49-2865-8133  
 info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 25.08.2020 07:27