

# XFamily<sup>2</sup>

**Generation<sup>2</sup> - Funktionalität und Design**



# XFamily<sup>2</sup>





# PariX<sup>2</sup><sup>™</sup>

Eine Kombination von Stahl und Aluminium für eine bessere Stabilität. Gut an die Bedürfnisse anzupassen.



Radhalteplatte PariX. Hintere Sitzhöhe und Sitzwinkel über das Versetzen des Adapters möglich.



Der Winkel des Lenkrades kann entsprechend angepasst werden



Komfortable Armauflage, kurz oder lang. Mit Werkzeug höheneinstellbar.

# MultiX

# XFamily<sup>2</sup>



Stabilität und Einstellbarkeit.  
Modernes Aussehen und  
einfache Handhabung.  
Vielfältig auf die Bedürfnisse  
anpassbar.



Radhalteplatte mit erweiterter Verstell-  
möglichkeiten und Sitztiefenanpassung  
von 41 bis 46 cm.



Velcro anpassbare Rückenbespannung



Die Lenkradbefestigung ist nach Sitz-  
höhenänderungen winkel Anpassbar



# RubiX<sup>2</sup> XL

Der RubiX<sup>2</sup> XL erweitert das Einsatzgebiet. Auch für schwerere Patienten mit bis zu 170 kg und einer Sitzbreite bis 60 cm.



Komfortsitz und Recline-Rücken (optional). Auch für längeres Sitzen bestens geeignet.



Robuste 4-Arm-Kreuzstrebe bei der XL Version bis 170 kg Nutzergewicht.



Trommelbrems-Antriebsrad als Option.

XFamily<sup>2</sup>





# Relax<sup>2</sup>

Starke Optik,  
hervorragender Komfort  
und Multifunktionalität.  
Mit vielfältigen Optionen  
für die perfekte Mobilität.



Stufenlos verstellbarer Rückenwinkel  
für die optimale Positionierung.  
Rückenwinkel von 0° bis 35°.  
Kippsitz von -3° bis 25°.



Stufenlos verstellbare Sitztiefe.  
Einstellbar von 42 bis 50 cm.



Neu konzipierte Fußstütze höhenverstellbar.  
Verbesserte Funktion in ansprechendem Design.

## Zubehör und Sitzen

Die XFamily<sup>2</sup> bietet serienmässig eine breite Palette an Optionen, Einstellungen und Anpassmöglichkeiten.



Stossgriffe höhenverstellbar.



RubiX Recline-Rücken (stufenlos bis 30°).



Fussauflage winkelverstellbar.



Sicherheitsrad schwenk- und anpassbar.



Trommelbremse für Begleitpersonen.



Höhenverstellbares Seitenteil mit Armauflage lang oder kurz, variabel anpassbar.



Fussstützen höhenverstellbar.



Rücken-Stabilisationsbügel mitfaltend.




Stumpfauflage.







Die XFamily<sup>2</sup> lässt Ihnen die Wahl, den nötigen Komfort nach Ihren individuellen Bedürfnisse zu bestimmen. Wählen Sie aus unserer Jay-Palette die richtigen Kombinationen.



Das Jay Basic Sitzkissen ist für Kunden geeignet, welche Sitzkomfort, eine leichte Sitzführung und geringen Dekubituschutz benötigen.



Das Jay Soft Combi P ist für Kunden, die eine leichte Sitzführung/Unterstützung und wenig Dekubituschutz benötigen. Stabilisiert das Sitzen in der Kontur der Basisschale und vermeidet ein Vor- und Zurückrutschen.



Das Jay Easy Visco ist ein leichtes Sitzkissen für hohen Sitzkomfort und für gute Sitzstabilität. Geeignet für leichten bis mittleren Dekubituschutz.



Flache Kontur (SC)      Mittlere Kontur (MC)      Tiefe Kontur (DC)      Tiefe Kontur im Beckenbereich (PDC)


Der Jay 3 Rücken ist für alle Kunden, die eine leichte bis starke laterale und postulare Stabilität benötigen. Breites Spektrum an Möglichkeiten für die klinisch sinnvolle bis nötige Positionierung.

Einfache Verstellbarkeit in Tiefe, Höhe, Winkel und Rollstuhlsitzbreite. Gewährleistet eine rasche Positionierung und Anpassung an die Bedürfnisse des Rollstuhlnutzers.

# Die Breezy XFamily²!

In jedem Fall das richtige Produkt!



	Breezy PariX²	Breezy MultiX
Sitzbreite	38 bis 52 cm	38 bis 52 cm
Sitztiefe	42.5 cm	43.5 cm (41 bis 46 cm einstellbar)
Sitzhöhe	46 bis 51 cm	42.5 bis 51 cm
Sitzneigung	0° und 3°	0° bis 6°
Rückenhöhe	41 bis 43 cm	43.5 cm (41 bis 46 cm einstellbar)
Rückenwinkel	12° Lumbalknick	12° Lumbalknick
Rückenbespannung <small>anpassbar</small>	Ja	Ja
Schwerpunkteinstellung	3 cm bis -3.5 cm	5 cm bis -5 cm
Seitenteile mit Armauflage	Höhenverstellbar (Tool), kurz oder lang	Höhenverstellbar, kurz oder lang, variabel
Farben	Brillantsilber	Brillantsilber
Gewicht	ab 16.5 kg	ab 14.9 kg
Maximales Nutzergewicht	125 kg	125 kg



Breezy RubiX² XL	Breezy RubiX² Comfort XL	Breezy Relax²
52 bis 60 cm	52 bis 60 cm	41 (37 - 43), 46 (42 - 48), 51 (47 - 53). XL-Version (53)
41 bis 51 cm	41 bis 48.5 cm	42 bis 50 cm (stufenlos)
37.5 bis 51 cm	37.5 - 51 cm	42.5 bis 50 cm
0° bis 6°	0° bis 6°	0° bis 25° Werkseinstellung / -3° bis 22°
43.5 cm (41 bis 46 cm einstellbar)	46 cm	55 bis 60 cm
12° (-5° bis 20° bei Rücken winkelverstellbar)	7° bis 30° einstellbar	0° bis 35° (stufenlos)
Ja	Ja (Komfort Rücken optional)	-
5 cm bis -5 cm	5 cm bis -5 cm	-
Höhenverstellbar, kurz oder lang, variabel	Höhenverstellbar, kurz oder lang, variabel	Höhen-/tiefeneinstellbar, variabel
Brillantsilber, blau, Brillantrot	Brillantsilber, blau, Brillantrot	Brillantsilber
ab 16.8 kg	ab 16.8 kg	ab 34 kg
170 kg	170 kg	145 kg / XL-Version 170 kg



 **Breezy**<sup>®</sup>  
Premium products. Quality service.

Alle Produkte der Breezy XFamily<sup>2</sup>  
sind Crash-getestet nach ISO 7176-19.



**Kuhn und Bieri AG**

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex  
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile  
Sägestrasse 75 | CH-3098 Köniz  
Telefon 0848 102040 | Fax 031 970 01 71 | [info@kuhnbieri.ch](mailto:info@kuhnbieri.ch)  
[www.kuhnbieri.ch](http://www.kuhnbieri.ch)



**Sunrise Medical AG**

Lückhalde 14  
CH-3074 Muri/Bern  
Fon 031 958 3838  
Fax 031 958 3848  
[info@sunrisemedical.ch](mailto:info@sunrisemedical.ch)  
[www.SunriseMedical.ch](http://www.SunriseMedical.ch)