

Mobile Welt ■

Un monde de mobilité





Rollstuhl Breezy Elegance Leichter Rollstuhl aus Aluminium mit vielen Verstellmöglichkeiten, faltbar und pannensicher bereift. Einstellbare Sitzhöhe und Sitzneigung sowie Rücken mit Klettbandverstellung. Höhenverstellbare Schiebegriffe, Fussstützen und Armauflagen. Die Fussstützen lassen sich einfach abnehmen oder seitlich wegschwenken. Die Armauflagen sind nach hinten schwenkbar. Sitz- und Rückenfläche in schwarzem Nylongewebe, leicht gepolstert. Ausgerüstet mit Steckachsen und winkelverstellbaren Fussplatten. Farbe Silber. Lieferbar in diversen Breiten. Gewicht: 16,5kg. Belastbar bis 125kg.

MO 1008 ohne TB/sans freins à tambour
MO 1007 mit TB/avec freins à tambour

Fauteuil roulant Breezy Elegance Fauteuil roulant léger en aluminium avec de nombreuses possibilités de réglage. Assise réglable en hauteur et inclinable, dossier réglable avec bandes Velcro. Poignées de poussée, repose-pieds et accoudoirs réglables en hauteur. Les repose-pieds inclinables s'enlèvent facilement ou s'escamotent sur les côtés. Les accoudoirs sont relevables. Assise et dossier en textile nylon noir légèrement rembourrés. Equipé d'axes à fixation rapide. Couleur: argent. Disponible en diverses largeurs. Poids : 16,5kg. Capacité max. 125kg.

AHV-Rollstuhl Im Rahmen der neuen Regelung für die Abgabe von Rollstühlen für Personen im AHV-Alter bieten wir Ihnen einen speziell angepassten, qualitativ hochstehenden und komplett ausgerüsteten AHV-Rollstuhl mit CE-Zulassung, der alle Bedürfnisse abdeckt.

Beschreibung Unser AHV-Rollstuhl ist standardmässig mit Trommelbremsen für Begleitperson und Feststellbremsen ausgerüstet. Die Fussauflagen mit Fersenbänder sowie Armauflagen sind abnehm- bzw. schwenkbar. Ebenfalls bereits im Preis inbegriffen ist der Gehstockhalter, das Gepäcknetz sowie das bequeme Sitzkissen mit abnehm- und waschbarem Bezug. Ausgerüstet mit pannen-sicherer Bereifung und einfachem Faltmechanismus lässt er keine Wünsche offen.

Fauteuil roulant AVS Dans le cadre de la nouvelle réglementation concernant l'attribution de fauteuil roulant pour les personnes bénéficiant de l'AVS, nous vous proposons un fauteuil de très bonne qualité et complètement équipé avec certificat CE et répondant à tous les besoins.

Description Le modèle standard de notre fauteuil roulant AVS est équipé de freins à tambour pour tierce personne et de freins de blocage. Les repose-pieds avec bandes de maintien talon, ainsi que les accoudoirs sont amovibles et escamotables. Le porte-canne, le filet à bagages ainsi que le coussin confortable avec housse amovible et lavable sont compris dans le prix. Equipé de pneus pleins antipannes et d'un mécanisme de pliage simple, il répond à toutes les exigences.

Modell Leichtgewichts AHV-Rollstuhl:

- Belastbar bis 120 kg bei einem Eigengewicht von zirka 16 kg
- Erhältlich in den Sitzbreiten 39, 42, 45 und 48 cm
- Farbe: Grau metallisiert
- Garantie: 2 Jahre
- Lieferung: Franko Haus
- Anpassung: Wenn gewünscht, in unserem Hause (kostenlos)

MO 1011

Fauteuil roulant AVS modèle léger :

- Capacité maximale 120 kg, poids 16 kg
- Disponible dans les largeurs d'assises suivantes 39, 42, 45 et 48 cm
- Couleur : gris métallisé
- Garantie : 2 ans
- Livraison : franco à domicile
- Adaptation : si désiré, dans nos locaux (gratuitement)



Modell Standard AHV-Rollstuhl:

- Belastbar bis 130 kg bei einem Eigengewicht von zirka 20 kg.
- Erhältlich in den Sitzbreiten 39, 42, 45 und 48 cm
- Farbe: Grau metallisiert
- Garantie: 2 Jahre
- Lieferung: Franko Haus
- Anpassung: Wenn gewünscht, in unserem Hause (kostenlos)

MO 1010

Fauteuil roulant AVS modèle Standard :

- Capacité maximale 130 kg, poids 20 kg
- Disponible dans les largeurs d'assises suivantes 39, 42, 45 et 48 cm
- Couleur : gris métallisé
- Garantie : 2 ans
- Livraison : franco à domicile
- Adaptation : si désiré, dans nos locaux (gratuitement)





Pflege­roll­stuhl Breezy Relax Endlich ein Multifunktions­Stuhl, in dem Sie sich rundum wohlfühlen können. Die Standardausführung des «Relax»: Sitz- und Rückenwinkel­verstellung, anatomisch geformter Sitz und anatomisch geformter Rücken mit Lateralsupport. Sitzhöhe und -tiefe einstellbar, Sitz­breiten­reduk­tion über Polsterkissen, höhen- und tiefenverstellbare abnehmbare Armauflage, höhenverstellbare und abnehmbare Fussa­uflage mit Längenausgleich, Wadenplatten, drei geteilte Kopf­stütze.

MO 0901 o ohne TB/sans freins à tambour
MO 0901 m mit TB/avec freins à tambour

Fauteuil roulant de soins Breezy Relax Enfin un fauteuil roulant multifonctions dans lequel vous serez vraiment à l'aise. Le modèle standard du «Relax»: assise et dossier inclinables, siège anatomique, dossier anatomique avec support latéral, hauteur et profondeur de l'assise réglables, réduction de la largeur de l'assise grâce à des coussins cales, accoudoirs réglable en hauteur et en profondeur, repose-pieds amovibles et réglables en hauteur avec compensation de longueur, repose-mollets, repose-tête en trois parties.



Für den Pflege­roll­stuhl Breezy Relax ist spezifisches Zubehör erhältlich. Dieses finden Sie in unserer Preisliste.

Des accessoires spécifiques pour la chaise roulante de soins Breezy Relax sont disponibles. Ceux-ci se trouvent dans notre liste de prix.



Zu den Rollstühlen führen wir
diverses Zubehör. Eine kleine Aus-
wahl finden Sie auf dieser Seite.

Nous proposons également divers
accessoires adaptés aux chaises
roulantes, voir ci-dessous.



Therapeutisch 5 KV Tisch mit Vor-
derkante aus 5 mm klarem, bruch-
festem PET-G, 600x505 mm, stufen-
los verstellbar von 450 bis max.
555 mm (Armlehnen-Aussenkante).
Für Armlehnenstärken von 30–37 mm.


MO 110103

Table de thérapie 5 KV Table
avec rebord avant, en PET-G trans-
parent, épaisseur 5 mm, incassable.
Dimen-sions : 600x505 mm. Réglage
progressif de la hauteur de 450 à
555 mm (bord externe des accoudoirs).
Pour épaisseur d'accoudoirs de
30–37 mm.

Schlupfsack Schlupfsack für
Rollstuhlfahrer mit Einstieg frontal.
Warm, mit grauem Wollpelz gefüttert.

MO 110903

Sac à enfiler Combinaison chauf-
fante pour personne en fauteuil rou-
lant avec ouverture frontale. Chaude,
doublée de laine grise.



Regencepe Nylon blau, mit
Leuchtstreifen hinten und vorne.

MO 110700

Cape imperméable Nylon bleu
avec bandes réfléchissantes devant
et derrière.