




bucinator



La sécurité au lit et dans un fauteuil

Le système d'alarme polyvalent pour hôpitaux et établissements de soins.

Le système Bucinator est activé par le poids du patient. Si celui-ci quitte le lit ou le fauteuil de soins, une alarme se déclenche. Si le patient se recouche ou se rassoit, le système se réactive automatiquement. Ainsi, au quotidien, le système ne doit être ni manipulé, ni déconnecté, ni retiré.



Protection pour le patient, allègement et sureté pour le personnel soignant et les proches

- Activation automatique du système lorsque la personne se couche
- Aide à la prévention des chutes grâce à une utilisation flexible au lit ou sur un fauteuil
- Alarme sûre, peu importe le côté du lit quitté par le patient
- Invisible et donc sans risque de trébuchement
- Connectable à tout dispositif d'appel avec ou sans fil
- Peut être désinfecté
- Contrôle de la batterie
- Lumière nocturne en cas d'alarme
- Se range de manière compacte et bien protégée dans sa mallette





Le nom Bucinator

Le mot latin Bucinator signifiait dans la Rome antique le « joueur de cor public » qui grâce à son clairon, le bucina, signalait les dangers imminents à la population. La forme moderne du bucinator a également pour tâche de signaler les dangers.

Demande d'essai gratuit

Adresse de commande

Institution

Personne responsable

Téléphone

E-Mail


Cochez votre système de raccordement :

*Branchement sans prise électrique



Autre système de branchement

Système de branchement avec possibilité de double prise :



Longueur de câble souhaitée :

Commander par fax 031 970 01 71

Commander par téléphone 0848 10 2040

Commander par e-mail info@kuhnbieri.ch