

PU-rovicare Hygienebezug (Nähte unverschweisst)

BEZUG

Abnehmbarer PU-Hygienebezug (blau) mit 2-Seiten-Reissverschluss (Nähte unverschweisst). Ohne Handgriffe. Hochatmungsfähig, faltenfrei anliegend und mit Grib 5 ausgestattet (flammhemmend), wischdesinfizierbar. Bis 95 °C waschbar. Ohne Beschriftung.
Hülle kann mit üblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden.



Art.-Nr. 6413

PU-rovicare Hygienebezug (Nähte verschweisst)

BEZUG

180 g/m² PES mit einseitiger PU-beschichteter Hygienebezug (blau). Abnehmbar mit wasserdichtem Reissverschluss, Nähte verschweisst. Ohne Handgriffe. Atmungsaktiv, faltenfrei anliegend, viren- und bakteriendicht, PVC-frei, blut-, sekret- und urinundurchlässig, wischdesinfizierbar und flammhemmend (Crib 5).
Waschbar bis 95 °C. Mit Beschriftung (Füssli/rovicare-Logo).
Hülle kann mit üblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden.



Art.-Nr. 6412