

Technisches Datenblatt / *Technical datasheet* Bettsschutzauflage 5-lagig, ohne Flügel

Bezeichnung <i>Identification</i>	Bettsschutzauflage 5-lagig, ohne Flügel, waschbar <i>Bed protection cover 5-ply, without wing, washable</i>
---	--

Beschreibung <i>Description</i>	Bettsschutzauflagen dienen dem hygienischen Gebrauch. <i>Bed protection cover serve hygienic use.</i>
---	--

Anwendbare Standards <i>Applicable Standards</i>	Medizinprodukt der Klasse Im gemäß EU-Richtlinie 93/42 EWG. <i>Medical device class Im acc. to EU directive MDD 93/42 EEC.</i>
--	---

Art.-Nr. <i>Art.-No.</i>
N13199-w-STD

Maße <i>Dimensions</i>	
Länge <i>length</i> [cm]*	Breite <i>Width</i> [cm]*
90 cm	85 cm

*geringe Abweichungen möglich / *Slight deviations possible*

Ausführung <i>Design</i>	
Material <i>Material</i>	Polyester (PE), Polyurethan (PU) <i>Polyester (PE), Polyurethane (PU)</i>
1.Lage <i>1st layer</i>	100% Polyester (PE) <i>100% Polyester (PE)</i>
2.Lage <i>2nd layer</i>	100% Polyester (PE) <i>100% Polyester (PE)</i>
3.Lage <i>3rd layer</i>	100% Polyester (PE) <i>100% Polyester (PE)</i>
4.Lage <i>4th layer</i>	100 % Polyurethan <i>100 % Polyurethane (PU)</i>
5.Lage <i>5th</i>	100% Polyester (PE) <i>100% Polyester (PE)</i>
Saugvolumen <i>absorbing-fluid-volume</i>	>3.000 ml/qm ² <i>>3.000 ml/qm²</i>
Farbe <i>Color</i>	weiß <i>white</i>

Logistik <i>Logistic</i>			
Stück/Spenderbox <i>Pcs/box</i>	Spenderboxen/Karton <i>Boxes/outer carton</i>	Boxenmaße <i>Box size</i>	Kartonmaße <i>Carton size</i>
-	30	-	40x 60 x 59 cm
Lagerung <i>Storage</i>	Trocken zwischen 5-40°C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. <i>Store dry, temperature between 5-40°C. Avoid direct sunlight.</i>		
Haltbarkeit <i>Shelf Life</i>	Unter o.g. Bedingungen 5 Jahre <i>5 years under a.m. conditions</i>		

Kennzeichnung <i>Labeling</i>	Charge/ <i>LOT</i>
	Herstellungsdatum/ <i>manufacturing date</i>
	Ablaufdatum/ <i>date of expiry</i>
Entsorgung <i>Disposal</i>	Normale Entsorgung im Rahmen der Abfallverordnungen des entsprechenden Bundeslandes. <i>For disposal please consider the applicable national regulations.</i>

Qualitätssicherung <i>Quality Assurance</i>	
Produktbez. Normen <i>Product spec. standards</i>	EN ISO 10993-1,2,5,10,12; EN 1041; EN ISO 15223-1; ÖKO-TEX 100
Qualitätszertifikate <i>Quality Certificates</i>	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001,
Sonderqualifikationen <i>special qualifications</i>	Hilfsmittel-Nr.: 19.40.05.2094 Pflegehilfsmittel Nr.: 51.40.01.4137

Hinweis <i>Note</i>	
Bettschutzauflage vor dem Gebrauch auf Schäden prüfen. Beschädigte Bettschutzauflage nicht verwenden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns. <i>Check Bed protection cover for damage, before use. Do not use damaged Bed protection covers. For further information please contact us.</i>	

Erstellt von:
Created by:

BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen
Germany

Ort, Datum
Place, date

Frechen, 14.12.2018