

## Brustpanzer mit Perinealabdeckung für Rollstuhl (selbstklebender Textilverschluss)



Besteht aus einem kastenförmigen Vorderteil, der den Stuhl oder Rollstuhl um die Schultern und die Taille des Patienten passt. Der Perineal das Herunterrutschen des Patienten.

## Salvaclip®

### Videos Salvacip

SALVACLIP - Vest for ...



SALVACLIP - Vest for ...



### Flüssigkeitsabweisend



Neue Außenbeschichtung aus Gewebe mit



### Halterung mit Textilverschluss

Die Taille der Brustplatte hat ein breiteres Band als Gürtel, der durch Textilverschluss an der Rückseite des Sitzes verstellt und mit einer Schiebescchnalle gesichert wird. Der obere Teil des Brustkorbs wird von den an den Schultern vorgesehenen Anschnallgurten gehalten, die den Rücken des Patienten überqueren und am Gürtel befestigt sind.

### Weitere Informationen

Referenzen:	Code	Größe
	SCP4250	M
	SCP4250L	L

**Verpackungsgröße: 1 Brustpanzer mit Perinealabdeckung für Rollstuhl**

**Anwendungen:** Rollstuhl mit Velcro®, Stuhl mit Velcro®

**Publiziert in Standard**

**Schlagwörter** Spital Notfall Neurologie Radiologie UCI  
Wohnheim für unheilbar Kranke  
Operationssaal Transferdienste Geriatrie  
Orthopädie Geschäfte mit technischen  
Hilfsmittel Pflegeheim Tageszentrum  
Heimpflege-Service


« Leistenhalterung für Sessel oder Rollstuhl (CLIP-Verschluss)  
Perinealgurt für Rollstühle (selbstklebender Textilverschluss) »

werden muss, um Unannehmlichkeiten für den Patienten zu vermeiden. Darüber hinaus wird die Anzahl der Wäschen deutlich reduziert und die Lebensdauer des Produkts erhöht.

### Accesorios

	Clip de cierre
	Kit de emergencia
	Herramienta de corte
	Cinta de extensión SALVACLIP Comfort
	Presilla elástica

### Salvaclips-Katalog



ESP-ENG [PDF]

\* Alle Maße sind in cm angegeben.