



## Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N13958-L

### MEDI-INN Anti-Rutsch-Socken, 2-seitig beschichtet (Latex-frei)

#### Beschreibung

Anti-Rutsch-Socken sollen, aufgrund ihrer Beschichtung an den Sohlen, das Ausrutschen auf glatten Böden verhindern.

#### Produktinformationen

Art.- Nr.	N13958-L
Größe	L
Bestandteile/ Materialzusammensetzung	<u>Socke:</u> 100 % PES (Polyester) <u>Sohle:</u> 100 % PVC (Polyvinylchlorid)
Farbe	Blau / Weiß
Gewicht in gr. (Paar)	30,0
<b>Abmessungen in cm</b>	
Länge	29
Breite	11

#### Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	N13958-L
Mengeneinheit	Paar
Menge der Einzelverpackungen	1
Menge der Einzelverpackungen im Karton	48
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Maße der Einzelverpackung	28 x 12,5 cm
Kartonmaße	32 x 15,5 x 24 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	Charge Herstelldatum
Entsorgungshinweise:	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
Lagerung	Trocken zwischen 5-40°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

#### Qualitätssicherung

Qualitätszertifikate	EN ISO 9001:2015
----------------------	------------------



## Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch die Anti-Rutsch-Socken kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch die Anti-Rutsch-Socken auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Anti-Rutsch-Socken auf keinen Fall verwenden! Die Anti-Rutsch-Socken sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

**Erstellt von:**

**BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH  
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3  
D-50226 Frechen, Germany**

**Ort, Datum**

**Frechen, den 18.01.2022**