

Produktdatenblatt
Produktbeschreibung:

100% Baumwolle, gebleicht, sehr weich und anschmiegsam, großer Polstereffekt, hohe Saugfähigkeit

Anwendungsbeispiele:

zur allgemeinen Wundversorgung, sehr anpassungsfähige Binde, zur Verwendung als Primär- und Sekundärverband für chronische und mässige bis stark exsudierende Wunden, schneller Feuchtigkeitstransport, hervorragende Belüftung, starke Saugfähigkeit als Primärverband und gute Dämpfung und Anpassungsfähigkeit als Sekundärverband, ideal zum Verbinden von Köpfen, Gliedmaßen und schwer zu behandelnden Wunden wie Verbrennungen, plastischen und orthopädischen Wunden, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Größe	REF	PZN	GTIN	Stück/ Btl	Btl/ Ktn
11,4cm x 3,7m	317015	-	4260604532673	10	10
11,4cm x 3,7m	317017	-	4260604532697	100	1

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken, staubfrei und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt, trocken und staubfrei gelagert werden.