



Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N11071

MEDI-INN Krankenunterlagen SAP-Plus Premium

Beschreibung

Saugkörper aus weichen Zellstoff-Flocken- Superabsorber Gemisch (Träger-Tissue), vollflächige Abdeckung mit textilem Trockenvlies bis an die Folienränder; rundum geschlossen; undurchlässige, rutschfeste Außenfolie; schrankfertig vorgefaltet; verschiedene Qualitäten für einen wirtschaftlichen Einsatz.

Anwendbare Standards

Medizinprodukt der Klasse I gemäß der VO 2017/745 geeignet für Arbeiten im medizinisch / pflegerischen Bereich.

Produktinformationen

Art.- Nr.	N11071
Gewicht inkl. SAP	~ 40 gr.
Saugvolumen	600 ml
Farbe	Blau
Abmessungen in cm	
Breite	60
Länge	60
Material	
Oberfläche außen	Polyethylen Folie, blau, rutschhemmend
Saugkörper	SAP-Gemisch (Tissue und Flocken chlorfrei gebleicht)
Vlies	Polypropylen, hydrophil (wasseraufnehmend bzw. wasserdurchlässig)
Kleber	Heißkleber

Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	N11071
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	15
Menge der Einzelverpackungen im Karton	10
Art der Einzelverpackung	Vakuumbbeutel
Kartonmaße	40 x 29 x 37 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	CE- Kennzeichnung Herstellungsdatum Mindesthaltbarkeitsdatum Einmalgebrauch
Entsorgung	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
Lagerung	Trocken zwischen 10-30°C Lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Qualitätssicherung

Produktbezogene Normen	EN 1041:2013 EN ISO 10993-1:2010 EN ISO 10993-5:2009 EN ISO 10993-10:2013 EN ISO 15223-1:2016
Qualitätszertifikate	EN ISO 9001:2015 EN ISO 13485:2016

Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch die Krankenunterlagen kritisch auf ihre Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch die Krankenunterlagen auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Krankenunterlagen nicht verwenden! Die Krankenunterlagen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Erstellt von: **BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum **Frechen, 09.07.2021**