


Einmalkanülen

Die Einmalkanülen dienen zur topischen Wundspülung.

| | |
|------------------------|---|
| Latex: | Nein |
| Material: | Polypropylen |
| Anschluss: | Luer Lock |
| Medizinprodukt: | steril – Klasse Is unsteril – Klasse I |




| REF | Ausführung | Arbeitslänge in mm | Gesamtlänge in mm | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Spitze | PZN |
|-------|------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| 05005 | unsteril | 35 | 45 | 0,8 | - | Knopf | - |
| 05001 | unsteril | 60 | 70 | 0,8 | - | Knopf | - |
| 05003 | unsteril | 80 | 100 | 1,0 | - | Knopf | - |
| 05007 | unsteril | 75 | 90 | 1,0 | - | stumpf | - |
| 05009 | unsteril | 35 | 55 | 0,8 | - | stumpf | - |
| 05004 | steril | 35 | 45 | 0,8 | - | Knopf | 02435819 |
| 05053 | steril | 35 | 45 | 0,8 | - | Knopf | 02497826 |
| 05023 | steril | 35 | 45 | 0,8 | - | Knopf | 02497832 |
| 05000 | steril | 60 | 70 | 0,8 | - | Knopf | 04954268 |
| 05050 | steril | 60 | 70 | 0,8 | - | Knopf | 04954274 |
| 05021 | steril | 60 | 70 | 0,8 | - | Knopf | 04954280 |
| 05002 | steril | 80 | 100 | 1,0 | - | Knopf | 00424680 |
| 05052 | steril | 80 | 100 | 1,0 | - | Knopf | 00425260 |
| 05022 | steril | 80 | 100 | 1,0 | - | Knopf | 00426466 |
| 05006 | steril | 75 | 90 | 1,0 | - | stumpf | 01373540 |
| 05056 | steril | 75 | 90 | 1,0 | - | stumpf | 01674479 |
| 05026 | steril | 75 | 90 | 1,0 | - | stumpf | 01674485 |
| 05008 | steril | 35 | 55 | 0,8 | - | stumpf | 11161723 |
| 05058 | steril | 35 | 55 | 0,8 | - | stumpf | 11161717 |
| 05028 | steril | 35 | 55 | 0,8 | - | stumpf | 11161700 |

Disposable cannulas

The disposable cannulas are used for topical wound irrigation.

| | |
|------------------------|---|
| Latex: | No |
| Material: | Polypropylene |
| Adapter: | Luer Lock |
| Medical device: | sterile – Class Is non-sterile – Class I |



| REF | Packaging | Working length in mm | Total length in mm | Internal Ø in mm | External Ø in mm | Top | PZN |
|-------|-------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|----------|
| 05005 | non-sterile | 35 | 45 | 0,8 | - | button | - |
| 05001 | non-sterile | 60 | 70 | 0,8 | - | button | - |
| 05003 | non-sterile | 80 | 100 | 1,0 | - | button | - |
| 05007 | non-sterile | 75 | 90 | 1,0 | - | blunt | - |
| 05009 | non-sterile | 35 | 55 | 0,8 | - | blunt | - |
| 05004 | sterile | 35 | 45 | 0,8 | - | button | 02435819 |
| 05053 | sterile | 35 | 45 | 0,8 | - | button | 02497826 |
| 05023 | sterile | 35 | 45 | 0,8 | - | button | 02497832 |
| 05000 | sterile | 60 | 70 | 0,8 | - | button | 04954268 |
| 05050 | sterile | 60 | 70 | 0,8 | - | button | 04954274 |
| 05021 | sterile | 60 | 70 | 0,8 | - | button | 04954280 |
| 05002 | sterile | 80 | 100 | 1,0 | - | button | 00424680 |
| 05052 | sterile | 80 | 100 | 1,0 | - | button | 00425260 |
| 05022 | sterile | 80 | 100 | 1,0 | - | button | 00426466 |
| 05006 | sterile | 75 | 90 | 1,0 | - | blunt | 01373540 |
| 05056 | sterile | 75 | 90 | 1,0 | - | blunt | 01674479 |
| 05026 | sterile | 75 | 90 | 1,0 | - | blunt | 01674485 |
| 05008 | sterile | 35 | 55 | 0,8 | - | blunt | 11161723 |
| 05058 | sterile | 35 | 55 | 0,8 | - | blunt | 11161717 |
| 05028 | sterile | 35 | 55 | 0,8 | - | blunt | 11161700 |