

## Rollstuhlguert



Sichert die Befestigung um die Taille des Patienten. Geeignet für Patienten mit stabiler Kontrolle des oberen Teils des Rumpfes.



### Weitere Informationen

Referenzen:	Code	Größe	Umfang
	SCC4305	M	90-135
	SCC4306	L	115-165

**Verpackungsgröße:** 1 Rollstuhlguert

**Anwendungen:** Rollstuhl mit Clip

## Salvaclip®

### Videos Salvaclip


SALVACLIP - Vest for ...



SALVACLIP - Vest for ...




### Flüssigkeitsabweisend



Neue Außenbeschichtung aus Gewebe mit wasserabweisender Behandlung, die Flecken abweist. Dies verringert die Häufigkeit, mit der das Gerät gewechselt werden muss, um Unannehmlichkeiten für den Patienten zu vermeiden. Darüber hinaus wird die Anzahl der Wäschen deutlich reduziert und die Lebensdauer des Produkts erhöht.

### Technisches 3D-Gewebe



Das 3D-Gewebe, aus dem **Salvaclip Safe & Comfort** hergestellt wird, bietet ein hervorragendes Tragegefühl, passt sich dem Körper des Patienten an und stützt ihn auf ergonomische und bequeme Art. Dank seiner dreidimensionalen Mesh-Struktur bietet es eine hervorragende Atmungsaktivität und gleichzeitig eine sehr gute Reißfestigkeit.


### Anwendung

Publiziert in  
**Schiagwörter**

**Comfort**

*Spital Notfall Neurologie Radiologie UCI Wohnheim für unheilbar Kranke Operationssaal  
 Transferienste Geriatrie Orthopädie Geschäfte mit technischen Hilfsmittel Pflegeheim Tageszentrum  
 Heimpflege-Service*

« Perinealguert für Rollstühle



Die Anwendung Salvaclip Comfort ist schnell und einfach: Der Brustpanzer oder Gürtel wird auf den Patienten gelegt und die Bänder werden mit den mitgelieferten Schließern an die Rückenlehne des Stuhls geführt. Sobald alle Bänder geschlossen sind, vergewissern Sie sich, dass sie fest sitzen und die Atmung des Patienten nicht einschränken.

### Accesorios

	Clip de cierre
	Kit de emergencia
	Herramienta de corte
	Cinta de extensión SALVACLIP Comfort
	Presilla elástica

\* Alle Maße sind in cm angegeben.

