

Produktdatenblatt - Care Flow - Bag (Schutzhülle für den UB 2000)

**Beschreibung & Verwendungszweck:**

- Sichtschutz für den CARE FLOW UB 2000
- Der Care Flow Bag dient als diskrete Aufbewahrung für den Bettbeutel
- Durch praktische Klettverschlüsse ist der Sichtschutz schnell und einfach angebracht
- Der Sichtschutz ist waschbar und so zur Wiederverwendung geeignet
- Der Sichtschutz besteht aus 100% Polypropylene (PP)



**Übersicht des Produktsortiments:**

Art. Nummer	Material	Waschen bei	PZN		
04/99/01/945	Polypropylene	30° - 60° Grad	09674331		

**Material / Produkt Angaben**

Enthält Latex	Nein
Enthält DEHP	Nein
Enthält PP (Polypropylene)	100%

**Zertifikate**

CE-Kennzeichnung	-
Produkt Klassifikation	-

**Sterilisation**

Steril	Nicht steril
Haltbarkeit	5 Jahre

**Verpackung**

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Karton	Gewicht / VE	Abnahmemenge
04/99/01/945	10 Stück	500 Stück	0,300 kg	1 VE

**Lagerung und Handhabung**

- Übermäßige Hitze vermeiden
- Vor Frost schützen
- Vor Nässe schützen
- Produkt zur Mehrfachen Verwendung



Hersteller: GHC German Health Care GmbH  
 Birklück 15, 24999 Wees - Deutschland  
[www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

Erstellt	23.07.2015	Freigegeben	10.08.2015	Revision ID	001/08.2015 8705
----------	------------	-------------	------------	-------------	---------------------