

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung:

hautfarbenes Trägermaterial aus 99,5 % Baumwolle und 0,5 % Polyamid, Längsdehnung ca. 60 %, Querdehnung ca. 30 %, mit besonders hautfreundlichem Acrylatkleber, latexfrei, hypoallergen, bi-elastisch (längs- und querelastisch), textilelastisch, webkantig, porös, sehr atmungsaktiv



Verwendungszweck:

für dauerhafte Kompressionsverbände, Stütz- oder Entlastungsverbände des Bewegungsapparates, ruhigstellende Verbände nach Sportverletzung oder zur Prophylaxe, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 2,5m	210331	04793428	4260348612860	1	72
8cm x 2,5m	210332	04793440	4260348612877	1	72
10cm x 2,5m	210333	04793463	4260348612884	1	36

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-06-01

Lagerung:

Trocken, staubfrei und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt, trocken und staubfrei gelagert werden.