

CLIPPER® I, II & III Toilettensitzerhöhungen



Die CLIPPER-Toilettensitzerhöhungen aus hochdichtem Polypropylen mit Polyglas-Oberfläche können ohne Werkzeug montiert werden, um die Toilette um 11 cm zu erhöhen und können bis zu 185 kg tragen. CLIPPER III ist mit einem Deckel ausgestattet. Getestet in einem unabhängigen Labor.



Material: Polypropylen

MAXIMALE BELASTUNG 185 KG



CLIPPER III

- 4 Anti-Rutsch-Pads (Clipper I)
- 4 Sicherheitsclips (Clipper II und III)
- 100% robuste Polypropylen-Struktur
- Exclusives Design
- Hygieneausschnitt
- Sichere Montage ohne Werkzeug



CLIPPER I

- Leicht abnehmbar für eine schnelle Reinigung
- Passt auf die meisten Toilettenbecken
- Erhöht um 11 cm (4,3 Zoll)
- Getestet bis 185kg



Anti-Rutsch-Pads CLIPPER I

HMV-Nr.

YouTube



CLIPPER II (500410)



CLIPPER III



Mit Deckel



CLIPPER II



Clips für CLIPPER II & III

Technische Daten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Erhöhung der Toilette	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Gesamthöhe	Gewicht
500400	CLIPPER I	11 cm	41 cm	42 cm	25 x 21 cm	1,08 kg
500410	CLIPPER II					1,16 kg
500411	CLIPPER III					1,56 kg

Art.-Nr. & HMV-Nr.

500400 CLIPPER I

500410 CLIPPER II (HMV-Nr.: 33.40.01.0046)

500411 CLIPPER III (HMV-Nr.: 33.40.01.0047)

950040 Clips für CLIPPER II - III