



SICHERHEIT
AM ARBEITSPLATZ



Plum QuickSafe® Erste-Hilfe-Station

Erste Hilfe griffbereit
an einem Platz

Endlich sind die Zeiten vorbei, in denen Augenspülflaschen, Pflaster und andere Erste-Hilfe-Artikel erst gesucht werden mußten. Plum QuickSafe® ist eine moderne Systemlösung, die die wichtigsten Erste-Hilfe-Produkte kundenindividuell griffbereit an einem Platz vereint.

Der transparente Klappdeckel sorgt für sofortigen Überblick und raschen Zugriff.

KONTAKT

info@plum-deutschland.de
+49 4721 681801

plum
Safety



Plum QuickSafe® EMPTY

IHRE WAHL

Wenn Sie Ihre Erste-Hilfe-Produkte individuell zusammenstellen möchten, beginnen Sie mit einer leeren Station und befüllen diese nach Wahl.



KAUFEN SIE EINE LEERE STATION UND FÜLLEN SIE DIESE NACH IHREM BEDARF

Falls die auf der nächsten Seite dargestellten vier unterschiedlichen Plum QuickSafe®-Lösungen Ihren Anforderungen nicht gerecht werden, können Sie sich eine Lösung zusammenstellen, die zu Ihnen passt. Statten Sie die Station mit Augenspülflaschen und anderen Erste-Hilfe-Produkten nach Ihrem Bedarf aus.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	5173
PZN:	10066371
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm



Plum QuickSafe® BASIC

EIN GUTER AUSGANGSPUNKT

Mit der Plum QuickSafe® Basic erhalten Sie die wichtigsten Produkte und können selbst entscheiden, mit welchem Inhalt Sie die oberen Fächer befüllen möchten. Damit haben Sie vollständige Flexibilität.



HABEN SIE BESONDERE ANFORDERUNGEN AN IHRE ERSTE-HILFE-STATION?

Kern der gesamten Plum QuickSafe®-Serie ist die bewährte Augenspülung von Plum. Die Plum QuickSafe® Basic enthält eine Kombination aus Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride und Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, Augenspülampullen und Pflastern. Die oberen Fächer können Sie selbst bestücken und an die Bedürfnisse Ihres Arbeitsplatzes anpassen.

INHALT:	Art.-Nr.:
2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride	4604
1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	4752
5 x 20 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse Augenspülampullen	5160
1 x Refill für Plum QuickFix Elastic mit 45 Pflastern	5512


Verpackung:	1
Art.-Nr.:	5170
PZN:	10066342
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm



Plum QuickSafe® COMPLETE

DIE KOMPLETTE LÖSUNG

Augenspülung inklusive Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate and Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse Augenspülampullen, Wundverband, Wundreinigungstüchern, Pflaster und Brandgel für leichtere Verbrennungen.




GROSSE AUSWAHL AN ERSTER HILFE

Mit der Plum QuickSafe® Complete erhalten Sie ein breites Sortiment an Erste-Hilfe-Produkten für kritische Situationen ebenso wie für verschiedene kleinere Alltagsunfälle.

INHALT:	Art.-Nr.:
18 x Plum QuickCool Brandgel	5150
1 x Plum QuickStop Wundverband 1 x 17 x 17 cm und 2 x 12 x 7,5 cm	5152
20 x Plum QuickClean Wundreinigungstüchern	5151
2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride	4604
1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	4752
5 x 20 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse Augenspülampullen	5160
1 x Refill für Plum QuickFix Elastic mit 45 Pflastern	5512

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	5174
PZN:	10066365
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm



Der Augenspülplan ist im Lieferumfang aller Plum QuickSafe® Stationen enthalten

Plum QuickSafe® FOOD INDUSTRY

ERSTE HILFE WANDSTATION FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

Mit relevantem Inhalt für den speziellen Bedarf in der Lebensmittelindustrie.



SCHNELLE UND SICHERE HILFE

Eine Erste-Hilfe-Station für die Lebensmittelindustrie, Küchen, Kantinen und Restaurants u.a. mit detektierbaren Pflastern, Wundreinigungstüchern, Brandgel und Wundkompressen.

INHALT:	Art.-Nr.:
18 x Plum QuickCool Brandgel	5150
1 x Plum QuickStop Wundverband 1 x 17 x 17 cm und 2 x 12 x 7,5 cm	5152
20 x Plum QuickClean Wundreinigungstuch	5151
2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride	4604
1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	4752
1 x Refill für Plum QuickFix Detectable mit 45 Pflastern	5513
1 x Nachfüllung für Plum QuickFix Detectable Long mit 30 Pflastern	5509

Verpackung: 1
Art.-Nr.: 5175
PZN: 10181468
Maße: H: 430 x B: 253 x T: 92 mm

Plum QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

STARKE LÖSUNG FÜR CHEMISCHE SUBSTANZEN

Unfälle mit Säuren/Alkali können schwerwiegende und lebenslange Folgen haben. Gehen Sie deshalb keine Kompromisse ein und schaffen Sie leichten Zugang zur Ersten Hilfe.



LEICHTER ODER SCHWERER UNFALL – WENN SEKUNDEN DEN UNTERSCHIED MACHEN

Wenn die Gefahr von Unfällen mit Säuren und Alkali besteht, ist das Vorhandensein einer effektiven Augenspülung entscheidend. Die Station enthält unter anderem Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO zum gleichzeitigen Spülen beider Augen.

INHALT:	Art.-Nr.
1 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO	4861
1 x 500 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO	4801
1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	4752
5 x 20 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse Augenspülampullen	5160
1 x Refill für Plum QuickFix Elastic mit 45 Pflastern	5512

Verpackung: 1
Art.-Nr.: 5171
PZN: 10066359
Maße: H: 430 x B: 253 x T: 92 mm



„ DIE WICHTIGSTEN DINGE AN EINEM ORT

Spæcom A/S ist führender Anbieter von Betonelementen. Das Unternehmen hat sich für Plum Quicksafe® entschieden, um die Sicherheit der über 500 Mitarbeiter zu erhöhen. „Wir haben uns für Plum Quicksafe® entschieden, weil die Station für individuelle Arbeitsbereiche angepasst werden kann. In den Bereichen, in denen Betonelemente mit Säure gewaschen werden, können wir z. B. die Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride und Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO in der Nähe der Arbeitsplätze anbringen. Die Plum QuickSafe® Box enthält die wichtigsten Artikel und kann so montiert werden, dass Erste Hilfe immer griffbereit ist. Dank der transparenten Abdeckung ist alles sichtbar. Das ist praktisch.“

Jany Johannsen,

Umwelt- und Sicherheitskoordinator



Plum QuickSafe® bietet Ihnen schnelle, einfache und sichere Erste Hilfe

MASSGESCHNEIDERTE ERSTE-HILFE-STATIONEN

Füllen Sie Ihre Erste-Hilfe-Station ganz nach Ihren Anforderungen. Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride zum Ausspülen von Fremdkörpern. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate für Unfälle mit Säuren oder Alkali. Pflaster, die Ihrer Arbeitssituation gerecht werden. Brandgel, das leichtere Verbrennungen lindert. Augenspülampullen für kleinere Unfälle und gereizte Augen. Tücher zur Wundreinigung. Wundverband für stärkere Blutungen.

Durch die transparente Abdeckung haben Sie jederzeit alle verfügbaren Produkte im Blick.

Technisches Datenblatt

Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride

1. Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator und bestimmungsgemäße Anwendung

Handelsname:	Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride und Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse
Bestimmungsgemäße Anwendung:	Die Produkte sind für den Erste-Hilfe-Einsatz zur Spülung der Augen vorgesehen.
Ablaufdatum:	Auf dem Flaschenetikett/Ampulle.

1.2. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Datenblatt bereitstellt

Hersteller:	
Firma:	Plum Safety ApS
Adresse:	Mandelalleen
PLZ:	5610
Ort:	Assens
Land:	DÄNEMARK
E-mail:	info@plum.eu
Telefon:	+45 6916 9600
Fax:	+45 6916 9630

1.3 Rechtliche Informationen



Allgemeine Informationen: Die Produkte sind Medizinprodukte der Klasse 1s (steril) gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zu Medizinprodukten und sind daher von der benannten Stelle **DNV Product Assurance AS** zertifiziert. Für Medizinprodukte ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.

Die Produkte sind nicht gefährlich im Sinne der Klassifizierungs- und Kennzeichnungsvorschriften für Stoffe und Gemische.

Plum Safety ApS ist nach *ISO 13485:2016 Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke* zertifiziert.

1.4 Anwendung:

MONO Augenschale (200 und 500 ml)



DUO Augenschale (500 ml, 1000 ml)



Ampulle (20 ml)

- Nur für den einmaligen Gebrauch.
- Bei Beschädigung nicht verwenden
- Empfohlene Anwendungstemperatur



Technisches Datenblatt

Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride

2. Allgemeine Produktinformationen

Materialanforderungen:

Die Materialien in diesen Produkten wurden gemäß den Anforderungen von ISO 10993-1:2009 „Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 1: Beurteilung und Prüfung“ im Rahmen eines Risikomanagementprozesses als bioverträglich beurteilt.

Maße von Flasche, Etikett und Augenschale


	20 ml Ampulle	200 ml Flasche	500 ml Flasche	1000 ml Flasche
Flaschenmaterial	Polyethylen ohne Zusatzstoffe	Polyethylen ohne Zusatzstoffe	Polyethylen ohne Zusatzstoffe	Polyethylen ohne Zusatzstoffe
Flaschen-/Ampulleninhalt [ml]	20,0-20,5	201-207	505-512	1005-1020
Flaschenboden Ø [mm]	21	58,5	78	90
Flaschenhöhe [mm]	104	129,6	183	229

3. Nebenwirkungen und Fehlfunktionen

Nebenwirkungen und Fehlfunktionen:

Die Produkte sind als Erste-Hilfe-Maßnahme zur Spülung der Augen vorgesehen. Bei Nebenwirkungen oder Fehlfunktionen melden Sie diese bitte an Plum Safety ApS, info@plum.eu oder telefonisch unter +45 6916 9600, damit Abhilfemaßnahmen getroffen werden können. Ernsthafte Nebenwirkungen müssen der zuständigen Behörde gemeldet werden.

4. Aufbewahrung

Aufbewahrung:**Haltbarkeit:**

42 Monate ab Herstellungsdatum.

Anbringung:

Siehe Abbildung auf dem Flaschenetikett:

**Montagestationen und -boxen:**

Siehe <https://www.plum-deutschland.de/produkte/erste-hilfe/augenspuelung>

5. Sonstige Informationen

Versionsverlauf und Änderungen

Version	Überarbeitungsdatum	Verantwortlich	Änderungen
1.3	25-05-2021	CL	1, 2, 1.3, 3, 5
1.2	30-09-2020	CL	5
1.1	03-06-2020	CL / VWB	5
1.0	14-04-2020	CL / VWB	

Sonstige Informationen:

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter info@plum.eu oder telefonisch unter +45 6916 9600

Produktdatenblatt erstellt von:

Firma: Plum Safety ApS
Adresse: Mandelalleen 1
PLZ: 5610
Ort: Assens
Land: DÄNEMARK
E-mail: info@plum.eu
Telefon: +45 6916 9600
Fax: +45 6916 9630

Technisches Datenblatt

Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride

Dokumentsprache:

Deutsch

Technisches Datenblatt

Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

1. Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator und bestimmungsgemäße Anwendung.

Handelsname:	Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate
Bestimmungsgemäße Anwendung:	Die Produkte sind für den Erste-Hilfe-Einsatz zur Spülung der Augen bei Kontakt mit Säuren und alkalischen Substanzen vorgesehen
Ablaufdatum:	Auf dem Flaschenetikett.

1.2. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Datenblatt bereitstellt

Hersteller:	
Firma:	Plum Safety ApS
Adresse:	Mandelalleen 1
PLZ:	5610
Ort:	Assens
Land:	DÄNEMARK
E-mail:	info@plum.eu
Telefon:	+45 6916 9600
Fax:	+45 6916 9630

1.3 Rechtliche Informationen

Allgemeine Informationen:	Die Produkte sind Medizinprodukte der Klasse 1s (steril) gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zu Medizinprodukten und sind daher von einer benannten Stelle, DNV Product Assurance AS , zertifiziert. Für Medizinprodukte ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.
---------------------------	--

Die Produkte sind nicht gefährlich im Sinne der Klassifizierungs- und Kennzeichnungsvorschriften für Stoffe und Gemische.

Plum Safety ApS ist nach ISO 13485:2016 Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke zertifiziert.

1.4 Anwendung:

MONO Augenschale (200 und 500 ml)/Spülaufsatz (1000 ml)



DUO Augenschale (500 ml)



- Nach dem Einsatz von Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate immer mit Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride Augenspülung nachspülen!
- Nur für den einmaligen Gebrauch.
- Bei Beschädigung nicht verwenden.
- Empfohlene Anwendungstemperatur



Technisches Datenblatt

Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

2. Allgemeine Produktinformationen

Materialanforderungen: Die Materialien in diesen Produkten wurden gemäß den Anforderungen von ISO 10993-1:2009 „Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 1: Beurteilung und Prüfung“ im Rahmen eines Risikomanagementprozesses als bioverträglich beurteilt.

Maße von Flasche, Etikett und Augenschale


	200 ml Flasche	500 ml Flasche	1000 ml Flasche
Flaschenmaterial:	Polyethylen ohne Zusatzstoffe	Polyethylen ohne Zusatzstoffe	Polyethylen ohne Zusatzstoffe
Flascheninhalt [ml]	201-207	505-512	1005-1020
Flaschenboden Ø [mm]	58.5	78	90
Flaschenhöhe [mm]	129.6	183	229

3. Nebenwirkungen und Fehlfunktionen

Nebenwirkungen und Fehlfunktionen: Die Produkte sind als Erste-Hilfe-Maßnahme zur Spülung der Augen vorgesehen. Bei Nebenwirkungen oder Fehlfunktionen melden Sie diese bitte an Plum Safety ApS, info@plum.eu oder telefonisch unter +45 6916 9600, damit Abhilfemaßnahmen getroffen werden können. Ernsthafte Nebenwirkungen müssen der zuständigen Behörde gemeldet werden.

4. Aufbewahrung

Aufbewahrung



Haltbarkeit:

42 Monate ab Herstellungsdatum.

Anbringung:

Siehe Abbildung auf dem Flaschenetikett:



Montagestationen und -boxen:

Siehe <https://plum-deutschland.de/produkte/erste-hilfe/augenspuelung>

5. Sonstige Informationen

Versionsverlauf und Änderungen

Version	Überarbeitungsdatum	Verantwortlich	Änderungen
1.3	25-05-2021	CL	1.2, 1.3, 3, 5
1.2	29-09-2020	CL	5
1.1	03-06-2020	CL / VWB	1.4, 4, 5
1.0	14-04-2020	CL / VWB	

Sonstige Informationen:

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter info@plum.eu oder telefonisch unter +45 6916 9600.

Produktdatenblatt erstellt von:

Firma: Plum Safety ApS
Adresse: Mandelalleen 1
PLZ: 5610
Ort: Assens
Land: DÄNEMARK
E-mail: info@plum.eu
Telefon: +45 6916 9600
Fax: +45 6916 9630

Dokumentsprache: Deutsch