

Technisches Datenblatt / *Technical datasheet* MEDI-INN Deckel für M-Becher

Bezeichnung <i>Identification</i>	MEDI-INN Deckel für M-Becher <i>MEDI-INN lid for M-cups</i>
---	--

Beschreibung <i>Description</i>	Zum Verschließen der M-Becher. <i>For closure of M-cups.</i>
---	---

Anwendbare Standards <i>Applicable Standards</i>	Medizinprodukt der Klasse I gemäß EU-Richtlinie 93/42 EWG. <i>Medical device class I acc. to EU directive MDD 93/42 EEC.</i>
--	---

Art.-Nr. <i>Art.-No.</i>	Größe <i>Size</i>
N10092	25 ml

Maße <i>Dimensions</i>		
Höhe <i>height</i>	Durchmesser außen <i>Outer Diameter</i>	Durchmesser innen <i>Inner Diameter</i>
4,0 mm*	4,0 cm*	3,8 cm*
*kleine Abweichungen möglich / slightly deviations possible		

Maßstab <i>scale</i>
alle 1 ml als Linie und alle 5 ml als Zahl

Ausführung <i>Design</i>	
Material <i>Material</i>	Polypropylen (PP) <i>polypropylene</i>
Farben <i>Colors</i>	Weiß <i>white</i>

Logistik <i>Logistic</i>			
Stück/Spenderbox <i>Pcs/box</i>	Spenderboxen/Karton <i>Boxes/outer carton</i>	Boxenmaße <i>Box size</i>	Kartonmaße <i>Carton size</i>
500	8 x 500 (4000)	-----	38 x 23,5 x 38 cm
Lagerung <i>Storage</i>	Trocken zwischen 5-40 °C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. <i>Store dry, temperature between 5-40 °C. Avoid direct sunlight.</i>		
Haltbarkeit <i>Shelf Life</i>	Unter o.g. Bedingungen 5 Jahre <i>5 years under a.m. conditions</i>		
Kennzeichnung <i>Labeling</i>	Charge/LOT		
	Herstellungsdatum/ <i>manufacturing date</i>		
	Ablaufdatum/ <i>date of expiry</i>		
Entsorgung <i>Disposal</i>	Normale Entsorgung im Rahmen der Abfallverordnungen des entsprechenden Bundeslandes. / <i>For disposal please consider the applicable national regulations.</i>		

Qualitätssicherung <i>Quality Assurance</i>	
Produktbez. Normen <i>Product spec. standards</i>	EN 1041 EN 10993-1 EN ISO 14971 EN 15223-1
Qualitätszertifikate <i>Quality Certificates</i>	ISO 9001:2008, ISO 13485:2003/AC:2009

Hinweis <i>Note</i>
Deckel für M-Becher vor Gebrauch auf Schäden prüfen. Beschädigte Deckel für M-Becher nicht verwenden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns. <i>Check the lid M-cups for damage before use. Do not use damaged lids for M-cups. For further information, please contact us.</i>

Erstellt von:
Created by:

BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen
Germany

Ort, Datum
Place, date

Frechen, 31.07.2017