



ACTIMO[®] ARTHRO

Gewicht 9,1 kg

Gesamtbreite ca. 68,5 cm

Breite gefaltet 32 cm

Tiefe ca. 76 cm

Höhe (Sitz) 61 cm

Breite (Sitz) 46 cm

Gesamthöhe 112,5 - 118 cm

Höhe mit Auflagen 102 - 114 cm

Breite zwischen den Unter- Armauflagen 50cm

Abstand der Armauflagen zum Griff 7 - 19 cm

Länge des Gestells der Armauflagen 38-51 cm

Länge der Armauflagen 17 cm

Max. Belastung 136 kg

Material Eloxiertes Aluminium

Artikelnummer 13427929

HMV 10.46.04.0001

VE 1 Stück

Palette 7 Stück