



## Technisches Datenblatt

Art.- Nr.: 100451-g

### MEDI-INN Urinbecher mit Schraubverschluss

#### Beschreibung

Die Zweckbestimmung der Urinprobebecher ist das Aufbewahren von Urinproben für In-vitro diagnostische Untersuchungen.

#### Anwendbare Standards

Medizinprodukt der Klasse I gemäß der EU Richtlinie 98/79 EWG für In-vitro-diagnostik.

#### Produktinformation

Art.- Nr.	100451-g
Größe	100 ml
Farbe Becher	transparent
Farbe Deckel	grün
Maßstab	Alle 10ml eine Linie, jede 2te Linie mit Zahl
Material	Polypropylen (PP)
<b>Maße in cm</b>	
Becher ohne Deckel	
Höhe	~ 7,2
Durchmesser oben	~ 6,3
Durchmesser unten	~ 4,8
Becher mit Deckel	
Höhe	~ 1,3
Durchmesser oben	~ 6,3
Durchmesser unten	~ 6,5

#### Verpackung / Lagerung

Art.- Nr.	100451-g
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	100
Menge der Einzelverpackungen im Karton	5 x 100
Art der Einzelverpackung	Plastikbeutel
Haltbarkeit	5 Jahre unter den u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	LOT Herstellungsdatum Ablaufdatum
Entsorgung	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
Lagerung	Trocken zwischen 5-40° C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.



## Qualitätssicherung

<b>Produkt bezogene Normen</b>	EN 1041 EN 15233-1 EN ISO 14971
<b>Qualitätszertifikate</b>	EN ISO 9001:2015 EN ISO 13485:2016

## Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch den Urinbecher auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch den Urinbecher auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie fehlerhafte Urinbecher nicht verwenden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

**Erstellt von:** BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH  
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3  
D-50226 Frechen  
Germany

**Ort, Datum** Frechen, 19.03.2021