

Produktdatenblatt - **CARE FLOW** - Transurethrale PVC Frauen Einmalkatheter, Nelatonspitze

Beschreibung & Verwendungszweck:

- Frauen Einmalkatheter mit Nelaton Spitze
- Durch das Soft PVC ist ein angenehmes Einlegen möglich
- Mit gerundeter und geschlossener Spitze
- Eignet sich ausschließlich zum Einmalkatheterismus bei der Frau



Übersicht des Produktsortiments:

Art. Nummer	Größe in CH	Ballon Volumen	Länge	PZN	HMN
01/01/19/06/00/GHC	CH 06	00 ml	20 cm	14289487	15.25.14.4038
01/01/19/08/00/GHC	CH 08	00 ml	20 cm	08871295	15.25.14.4038
01/01/19/10/00/GHC	CH 10	00 ml	20 cm	08871303	15.25.14.4038
01/01/19/12/00/GHC	CH 12	00 ml	20 cm	08871326	15.25.14.4038
01/01/19/14/00/GHC	CH 14	00 ml	20 cm	08871332	15.25.14.4038
01/01/19/16/00/GHC	CH 16	00 ml	20 cm	09759181	15.25.14.4038

Material / Produkt Angaben

Enthält Latex	Nein
Enthält DEHP	Ja
Nelaton Spitze	Ja
Eignet sich zur Langzeitdrainage	Nein
Ausschließlich zum Einmalgebrauch	Ja

Zertifikate

CE-Kennzeichnung	CE 0123
Produkt Klassifikation	IIa

Sterilisation

Steril	Steril - EO
Re-sterilisierbar	Nein
Haltbarkeit	5 Jahre

Verpackung

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Karton	Gewicht / VE	Abnahmemenge
01/01/19/06/00/GHC	50 Stück	800 Stück	0,268 kg	1 VE
01/01/19/08/00/GHC	50 Stück	800 Stück	0,274 kg	1 VE
01/01/19/10/00/GHC	50 Stück	800 Stück	0,294 kg	1 VE
01/01/19/12/00/GHC	50 Stück	800 Stück	0,320 kg	1 VE
01/01/19/14/00/GHC	50 Stück	800 Stück	0,340 kg	1 VE
01/01/19/16/00/GHC	50 Stück	800 Stück	0,364 kg	1 VE

Lagerung und Handhabung

- Übermäßige Hitze vermeiden
- Vor Frost schützen
- Vor Nässe schützen
- Einweg Produkt
- Nicht re-sterilisierbar



Hersteller: Conod Medical Co., Ltd.

No. 38 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park
215532 Changshu City - PR China

Erstellt

23.07.2015

Freigegeben

14.09.2018

Vertrieb durch: GHC German Health Care GmbH

Birkstück 15, 24999 Wees - Deutschland

www.ghc-medical.de

Revision

003/09.2018

ID

8756