

PARI BOY® Classic

Der Allrounder bei akuten und chronischen Atemwegserkrankungen



Ausstattung:

- ♦ Mundstück universell
- ♦ Kindermaske soft
- ♦ Erwachsenenmaske soft
- ♦ PARI LC SPRINT Vernebler mit PIF-Control (siehe Seite 11)

Bestell-Nr.: 130G1201

Pharmacode: 7782674

Druck: 1,6bar

Aerosolcharakteristika:

Blauer Düsenaufsatz:

Total Output Rate: 600mg/min

MMD: 3,5µm

Massenanteil < 5µm: 67%

Messung mit Malvern Mastersizer X bei 23°C und 50% relativer Feuchte. Vernebeltes Medium: 0,9% NaCl (5ml). Inspiratorischer Fluss 20l/min.



Für alle Patienten, die schnell und unkompliziert inhalieren wollen, ist der PARI BOY Classic das richtige Inhalationsgerät. Der PARI LC SPRINT Vernebler sorgt für kurze Inhalationszeiten.

- ♦ Inhalationszeit: unter 5 Min. für 2,5 ml Inhalationslösung (Salbutamol Fertiginhalat)
- ♦ Spezielles Zubehör für Säuglinge und Kinder unter 4 Jahren separat verfügbar
- ♦ Indikation: Bronchialasthma und allergisches Asthma, akute und chronische Bronchitis, Atelektasen oder Bronchiektasen, COPD