

ADVANCE & SOFT TOUCH

ADVANCE Gehstöcke

HMV-Nr.

Die T-ADVANCE Stöcke (faltbar oder starr) haben einen exklusiven Griff aus Polypropylen und flexiblem Elastomer für unvergleichlichen Gehkomfort. Sie sind höhenverstellbar und mit einem geräuschkämpfenden Klemmring ausgestattet. Die faltbare Ausführungen werden mit einer Tasche geliefert.

Materialien: Polypropylen, Aluminium, Elastomer

Art.-Nr.

- 250611 T-ADVANCE grau faltbar (HMV-Nr.: 10.50.01.1018)
- 250613 T-ADVANCE blau faltbar (HMV-Nr.: 10.50.01.1018)
- 250617 T-ADVANCE grün faltbar (HMV-Nr.: 10.50.01.1018)
- 250811 T-ADVANCE grau starr (HMV-Nr.: 10.50.01.1019)
- 250813 T-ADVANCE blau starr (HMV-Nr.: 10.50.01.1019)
- 250817 T-ADVANCE grün starr (HMV-Nr.: 10.50.01.1019)



Starr blau
(250813)



In 4 Teile faltbar
(250611)



Elastomer blau



Elastomer grün

MAXIMALE BELASTUNG 110 KG

SOFT TOUCH faltbare Gehstöcke

Mit ihrem eingespritzten SOFT TOUCH Polypropylen-Griff sind diese Stöcke sehr angenehm zu benutzen. Geliefert mit Tasche und Gurt.

Die anatomischen Stöcke (faltbar oder starr) haben einen Griff mit einer Form, die perfekt zur Handfläche passt und somit einen angenehmen und sicheren Halt bietet.

Materialien: Polypropylen, Aluminium

Art.-Nr.

- 250280 T-Gehstock

MAXIMALE BELASTUNG 100 KG



In 4 Teile faltbar
(250280)

Technische Daten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Griffhöhe	Grifflänge	Gewicht
2508**	T-Advance starr	72/94 cm	14 cm	0,4 kg
2506**	T-Advance faltbar	86/96 cm	14 cm	0,4 kg
25028*	SOFT TOUCH	87/97 cm	12 cm	0,4 kg