

# TIKI Unterarmgehstützen für Kinder




Die **TIKI** Unterarmgehstützen mit höhenverstellbaren Armschalen sind für Kinder und Jugendlicher bis zu 100 kg getestet und zertifiziert.

**Materialien:** Aluminium und Polypropylen

- > 100% in Frankreich hergestellt
- > Fröhliche Farben und Design
- > Anti-Rutsch Gummikappe
- > Armschalen 3-fach in der Höhe verstellbar
- > 10-fach höhenverstellbar mit Clip

**2 JAHRE GARANTIE**  
MAX BELASTUNG: 100 KG

Verpackung:  
Karton: 140  
Palette: 420



## TECHNISCHE DATEN

Griffhöhe	Gesamthöhe	Höhenverstellung der Armschalen	Breite der Armschalen	Grifflänge	Gewicht
55/77 cm	72,5/96cm	11/21 cm	7,5 cm	7 cm	0,33 kg

## KENNZEICHNUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN Code	HS Code	GMDN	HMN
200522	TIKI Schwarz & Anis	3701127751857	660200001	120306	10.50.02.0088
200523	TIKI Rot & Blau	3701127751864			