

Produktbeschreibung:

2 Mittelschichten aus flüssigkeitsverteilendem Tissue-Gewebe, Kern aus Zellstofflocken, weiche, hautfreundliche Vliesumhüllung, wasserundurchlässige Rückseite aus einer blauen Polypropylenschicht



Anwendungsbeispiele:

zur Versorgung stark sezernierender Wunden in allen medizinischen Bereichen, zum Abpolstern von Wunden, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
10 x 10 cm	322014	14367282	4260604532352	10 x 1	54
	322011	00527658	4260348610866	50 x 1	9
10 x 20 cm	322024	14367299	4260604532413	10 x 1	48
	322021	00527670	4260348610873	25 x 1	9
15 x 25 cm	322033	14411586	4260348613973	12 x 1	9
20 x 20 cm	322031	00527724	4260348610880	12 x 1	9
20 x 30 cm	322043	11859926	4260348610897	12 x 1	9
20 x 40 cm	322032	06863989	4260348610903	10 x 1	9

eCl@ss: 34-21-02-05

Lagerung: trocken und staubfrei

Normative und gesetzliche Anforderungen:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH