

# LIVING Fauteuil de transfert




POIDS SUPPORTÉ 100 KG

Le fauteuil **LIVING** est léger et supporte 100 kg pour des transferts en toute sécurité.

- > Châssis en duraluminium
- > Freins parking débrayables
- > Poche de rangement arrière
- > Ceinture de sécurité
- > Palettes repose-pieds escamotables et amovibles
- > Dossier pliant pour le transport

Conditionnement :  
Carton de regroupement: 1  
Palette : 9




Palette repose-pied escamotable et amovible



Dossier pliant

## DIMENSIONS

Code	Désignation	A	B	C	D	E	F	G	ø roues	Poids
700101	LIVING fauteuil 43 cm	47	55 cm	42 cm	43 x 40 cm	105 cm	90 x 36 x 70 cm	90 cm	15/30 cm	11,18 kg
700100	LIVING fauteuil 48 cm	cm	60 cm	47 cm	48 x 40 cm				15/30 cm	11,38 kg



A= Hauteur assise/sol  
B= Largeur hors tout  
C= Dimensions assise  
D= Hauteur Poignée/sol  
E= Profondeur  
F= Encombrement plié

## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC
700101	LIVING Fauteuil 43 cm	3401551249943	3701127719918	Ancien code : 4252810
700100	LIVING Fauteuil 48 cm	3401054155567	3701127717013	Nouveau code : 9273863 356.94 €

