

## Geriffeltes Brett für Transfer im Sitzen (ein Griff)



### Weitere Informationen

Referenzen:	Código	Medida
	TMG6405	68 x 33 x 0,6 cm

**Verpackungsgröße:** 1 tabla rígida de superficie ranurada

**Anwendungen:** Transfer im Sitzen: Feste Bretter

View the embedded image gallery online at:  
<https://medicaresystem.es/de/produkte/transfer-und-mobilisierung/mobitools/item/154-geriffeltes-fuer-transfer#sigProIdaea5cc0e25>

Brett, entwickelt, um Patienten vom Bett auf einen Rollstuhl, Stuhl, Sessel oder umgekehrt zu transferieren. Sie reduziert deutlich den Aufwand, den die Pflegekraft leisten muss und erhöht die Patientensicherheit, da man immer eine feste Basis hat. Hergestellt aus robustem und leichtem Material, mit einer extragleitenden Oberfläche auf der Vorderseite und einer rutschfesten Oberfläche auf der Rückseite. Die zwei länglichen Rillen ermöglichen es, die Form des Bretts zu verändern, um sie ergonomischer und sicherer zu machen.

**EMPFEHLUNG:** Zur Verbesserung des Transfers empfehlen wir die Verwendung des TMT6512-, TMT6513 und TMT6500-Support-Bands.

Rückseite mit anti-rutsch Funktion