

## ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE


### PAPIERABROLLER PAS-X

- Mit Abrollbremse
- Träger aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet bzw. hochglanzpoliert eloxiert
- Papierrollenaufnahme aus schwarzem Kunststoff
- PAS-X-R: Passend für Halte- und Griffsysteme Rundgrip, sowie für die Stützgriffe XSK und XSS
- PAS-X-O: Passend für Stützgriff XSE



### PAPIERABROLLER PAS-X

Artikelname		Gewicht in kg	Art.-Nr.		
PAS-X-O	Passend für XSE	0,43	54 070 ..*		
PAS-X-R	Passend für XSK und XSS	0,43	54 071 ..*		



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):

