

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung:

hochgebleichter Zellstoff
 nach DAB 10, 220 g/m²,
 sehr hohes Absorptionsvermögen

Verwendungszweck:

Hautreinigung vor Injektionen,
 Saugpolster bei kleineren Verletzungen,
 zur äußeren Anwendung,
 vor dem Kontakt
 mit offenen Wunden muss der Artikel mit
 einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

unsteril:

Größe	REF	PZN (Beutel)	GTIN	Stück/Rolle	Rollen/Btl	Btl/Ktn
4 x 5 cm, 2 Rollen à 500 St.	1739021	08822718	4260348611115	500	2	16

übersterilisiert (keimarm, mittels EO übersterilisiert):

Größe	REF	PZN (Beutel)	GTIN	Stück/Rolle	Rollen/Btl	Btl/Ktn
4 x 5 cm, 1 Rolle à 500 St.	1739025	05103288	4260348611122	500	1	32

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-22-12-13

Lagerung:

Trocken, staubfrei und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt, trocken und staubfrei gelagert werden.