

Produktdatenblatt - Care Fix - Oberschenkelstulpe

Beschreibung & Verwendungszweck:

- In der Oberschenkelstulpe aus weichem waschbaren Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeuteltasche sind Silikonstreifen eingearbeitet, die einen bestmöglichen Halt der Stulpe selbst beim gefüllten Beinbeutel ermöglichen
- Die Oberschenkelstulpe kann sowohl am rechten als auch am linken Oberschenkel getragen werden
- Durch die spezielle Führung des Ablasshahns vom Beinbeutel ist das Entleeren denkbar einfach



Übersicht des Produktsortiments:

Art. Nummer	Anwendung	Waschen bei	PZN	HMN
05/02/12/XL/GHC	Oberschenkel	30°C - 60°C	09080408	15.99.99.0009
05/02/12/L/GHC	Oberschenkel	30°C - 60°C	09080383	15.99.99.0009
05/02/12/M/GHC	Oberschenkel	30°C - 60°C	09080377	15.99.99.0009

Material & passende Produkte

Enthält Latex	Nein
Enthält DEHP	Nein
Enthält Silikon	Ja
Baumwolle	47,0%
Polyester	22,9%
Nylon	15,6%
Elasthan	12,8%
Silikon	1,7%

Zertifikate

CE-Kennzeichnung	CE
Produkt Klassifikation	I

Sterilisation

Steril	Nicht steril
Haltbarkeit	5 Jahre

Folgende Beinbeutel: UB1000, UB750, UB750US, UB600, UB500 & UB500US

Verpackung

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Karton	Gewicht / VE	Abnahmemenge
05/02/12/XL/GHC	10 Stück	100 Stück	1,000 kg	1 VE
05/02/12/L/GHC	10 Stück	100 Stück	0,900 kg	1 VE
05/02/12/M/GHC	10 Stück	100 Stück	0,800 kg	1 VE

Lagerung und Handhabung

- Übermäßige Hitze vermeiden
- Vor Frost schützen
- Vor Nässe schützen
- Produkt zur Mehrfachen Verwendung

GHC German Health Care GmbH

Hersteller: GHC German Health Care GmbH

Birklück 15, 24999 Wees - Deutschland

www.ghc-medical.de

Erstellt	23.07.2015	Freigegeben	24.11.2015	Revision ID	002/11.2015 8703
----------	------------	-------------	------------	-------------	---------------------