

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Atemschutzmaske FFP2 NR / Typ IIR



Produktbeschreibung

Atemschutzmaske für den einmaligen Gebrauch, mit flexiblem Nasenbügel, latexfrei, einzeln verpackt.

Regulatorische Informationen

Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N640574
Länge in cm	16,0 ± 0,3
Breite in cm	10,7 ± 0,3

Produktdesign

Material	Polypropylen-Vliesstoff
Anzahl der Lagen	3
Art der Befestigung	Kopfband
Ventil	Ohne Ventil
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	3 Jahre

Physikalische Eigenschaften gemäß EN 149

Schutzklasse	FFP2
Gesamte nach innen gerichtete Leckage	≤ 8 %
Maximaler Durchlass des Filtermediums	≤ 6 %
Atemwiderstand Einatmung 30 l/min	≤ 0,7 mbar
Atemwiderstand Einatmung 95 l/min	≤ 2,4 mbar
Atemwiderstand Ausatmung 160 l/min	≤ 3,0 mbar

Physikalische Eigenschaften gemäß EN 14683

Schutzklasse	Typ IIR
Bakterielle Filterleistung (%)	≥ 98
Atemwiderstand (Pa/cm ²)	< 60
Widerstand gegen Penetration von Flüssigkeitsspritzern (kPA)	≥ 16,0
Mikrobiologische Reinheit (KBE/g)	≤ 30

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	50 Stk (einzeln unterverpackt)
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Box
Kartonmaße (T x H x B)	72,5 x 34,0 x 21,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen -30 °C bis 40 °C und einer maximalen relativen Feuchte von < 80 % lagern.

Angewandte Normen EN 149:2001+A1:2009, EN 14683:2019+AC:2019

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.