

SECURILIFT und DIFFUSION Beistelltisch

SECURILIFT Aufstehsesselbatterie

Die SECURILIFT Batterie bringt Benutzern von elektrischen Aufstehsesseln optimale Sicherheit: kein Kabel mehr zur Steckdose, um die Gefahr eines Sturzes zu verringern. SECURILIFT kann ohne Werkzeug in die Abdeckung unter dem Sitz eingebaut werden.

- 2,6 Ah Kapazität - 29 V Spannung
- 95 komplette Zyklen vor dem Wiederaufladen
- 12 Tage (geschätzt) mit 8 kompletten Zyklen pro Tag vor dem Wiederaufladen

Art.-Nr.

948111 SECURILIFT Aufstehsesselbatterie

YouTube



- Lithium-Akku
- RoHS konform
- Warnton bei schwacher Batterie

DIFFUSION Beistelltisch für Aufstehsessel



Unsere DIFFUSION Beistelltische sind auch mit extra breiter Standfläche für den Einsatz mit einem Aufstehsessel erhältlich.

- Neigbare Tischplatte
- Werkzeuglose Montage
- Kippbare und höhenverstellbare Tischplatte
- Optionale Seitenplatte
- Passend für alle Herdegen Sessel (außer XXL-Sessel)



Optionale Seitenplatte


YouTube



Technische Daten

A	15°
B x F	40 x 80 cm
C	0° > 90°
D x H	40 x 81 cm
E	61/94 cm
G	74 cm
I	10 cm
Gewicht	11 kg

Gefaltet



Art.-Nr. DIFFUSION für Aufstehsessel

- 421511 Grau gekälkt
- 421514 Wurzelholz
- 421501 Grau gekälkt + Seitenplatte
- 421504 Wurzelholz + Seitenplatte
- 421711 Seitenplatte grau gekälkt
- 421714 Seitenplatte Wurzelholz

GRAU GEKÄLKT



WURZELHOLZ IMITATION

