

**Datenblatt für Artikel**

**Artikel 226, für Erwachsene, 222KL**

Maß Armschelle bis Griff  
Maß Griff bis Boden  
Griff Typ  
Höhenverstellung  
Reflektor  
Logo Kuhn & Bieri  
maximale geprüfte Belastbarkeit  
Gewicht pro Stück  
Folienverpackung

23 cm  
76-96 cm  
Anatomisch-Soft  
Clip  
Reflektor am Rohr  
ja  
140 kg/Stück  
ca. 630 gr/Stück  
ja

Material Kunststoffteile  
Material Rohrteile  
Material Saugkapsel  
Material Griff

Polyamid  
Aluminium  
Naturkatschuk mit Stahleinlage  
TPE

Farbe Kunststoffteile  
Farbe Rohrteile

8 Farben zur Auswahl  
Aluminium

Neumünster, 11. September, 2019

Erwin Kowsky  
GmbH & Co. KG  
Oderstraße 73  
D-24539 Neumünster

Tel.: +49-4321-9957-0  
Fax: +49-4321-9957-57  
E-Mail: info@kowsky.de  
www.kowsky.de

