

LED - Leseleuchte mit Flexarm und Bettadapter

309008 - Serie 4

PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbe der Leuchte	Silber
Anschlusszapfen	Ø 18 mm, L 35 mm
Leuchtmittel	LED 12 V / 3 W, 36°
Lichtleistung	1.480 Lux / 500 mm
Lichtstrom	230 lm
Lichtfarbe	4.000 K
Farbwiedergabeindex	Typ 80 Ra
Lebensdauer	> 25.000 h (Leuchtmittel)
Eingangsspannung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzschalter	Am Leuchtenkopf
Ausladung Leuchte	600 mm
Orientierungslicht	Im Schalter integriert
Transformator	Steckertrafo
Gesamtlänge	1.410 mm
Betriebsart	Dauerbetrieb

Optional

Mit internationalem Stecker /
mit Weitbereichstrafo (ohne
Orientierungslicht) / mit
Schnurschalter



Beste Hygieneeigenschaften
glatte Flächen, geringe Spaltmaße und Fugen



LED - Leseleuchte mit Flexarm



Anwendung

Optimale
Hygieneeigenschaften
(Wischdesinfektion)

Ein- / Ausschalter mit
Nachtorientierungslicht im
Leuchtenkopf integriert

Leuchtenkopf leicht drehbar



Technik

Robuster
kunststoffummantelter,
flexibler Arm

Alle Kunststoffteile sind
lichtecht



Ökonomie

Hohe Lebensdauer des
Leuchtmittels

Geringer
Instandhaltungsaufwand