

Der kleine und handliche Bein-  
und Oberkörpertrainer mit Motor

# mobi 540



**THERA-soft®**  
connectable+ 

● = Ausstattungsvariante ○ = Zubehör

#### THERA-Trainer mobi 540

Art.-Nr. A004-419

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Ausstattung
Basis-Einheit mobi	A003-975	●
Fußschalen	A003-974	●
Therapiegriffe	A001-420	●
Bedien- und Anzeigeeinheit mobi 2,7" Funk	A006-172	●
Manschetten für Therapiegriff/Haltegriff	A002-440	○
Tragetasche	A003-976	○
THERA-soft	A006-630	○
Media Station inkl. PC	A008-119	○
Funk-Empfänger für PC	A004-020	○

Der kleine und handliche Bein-  
und Oberkörpertrainer mit Motor

# mobi 540

Produktspezifikation	
<b>Produktbeschreibung</b>	Der THERA-Trainer mobi mobilisiert mit zyklischen Bewegungen die oberen und unteren Extremitäten aktiv und/oder passiv. Dadurch können Muskeln gekräftigt, die Bewegung der Gelenke wiederhergestellt und die Herz-Kreislauf-Funktion verbessert werden.
<b>Besondere Produktmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>START-/STOP-Ampelschaltung:</b> Mit einem einzigen Tastendruck das Training starten und beenden.</li> <li>- <b>Fußschalen mit Sicherheitsumrandung und Klett-/Flauschbändern zur Fußsicherung:</b> Sorgen für ein sicheres Training durch optimalen Halt und ohne Herausrutschen der Füße.</li> <li>- <b>Sehr gute Stand- und Rutschfestigkeit:</b> Ermöglicht ein sicheres Training ohne ständiges Rutschen.</li> <li>- <b>Schnelle und einfache Hygiene:</b> Durch glatte Oberflächen ist eine gründliche Reinigung und Desinfektion möglich.</li> <li>- <b>Werkzeugloser Austausch von Fußschalen und Therapiegriffen:</b> Ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung auf verschiedene Behandlungssettings und Therapieziele.</li> <li>- <b>Zukunftsorientiert behandeln:</b> Der THERA-Trainer mobi kann jederzeit in eine THERA-Trainer Gesamtlösung integriert werden.</li> </ul>
<b>Einsatzort</b>	Geschlossene Räume, z. B. beim Patienten vor Ort, Therapiepraxen, Kliniken
<b>Technische Spezifikation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Abmessungen (L/B/H):</b> ca. 50 / 46 - 56 / 43 cm</li> <li>- <b>Gewicht:</b> ca. 13,2 kg (mit Fußschalen) bzw. 12,1 kg (mit Therapiegriffen)</li> <li>- <b>Elektromotor:</b> Nennleistung = 100 Watt, Dauerleistung = 50 Watt</li> <li>- <b>Stromanschluss:</b> 1x 100-240 V, 50/60 Hz</li> <li>- <b>Schutzklasse:</b> II</li> <li>- <b>Schutzgrad:</b> Typ BF</li> <li>- <b>Schutzart:</b> IP 21</li> <li>- <b>Umgebungsbedingungen im Einsatz:</b>            Temperatur: 5 °C bis 40 °C            Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 93 % Rh            Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa</li> <li>- <b>Geräuschemission:</b> LpA &lt; 70 dB (A)</li> <li>- <b>Betriebslebensdauer:</b> 7 Jahre</li> </ul>
<b>Kompatibilität</b>	THERA-soft
<b>Patientenanforderungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Patientengewicht:</b> max. 140 kg</li> <li>- <b>Patientengröße:</b> 120 - 200 cm</li> </ul>
<b>Lieferung und Inbetriebnahme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Verpackung (L/B/H):</b> 56 / 46 / 40 cm</li> <li>- <b>Lieferung:</b> i. d. R. Karton per Paketdienst</li> <li>- <b>Transport- und Lagerbedingungen:</b>            Temperatur: -25 °C bis 70 °C            Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 93 % Rh            Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa</li> <li>- <b>Inbetriebnahme:</b> durch autorisierte Fachkraft (empfohlen)</li> </ul>
<b>Service / Wartung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Service:</b> nur durch autorisierten Servicetechniker</li> <li>- <b>Wartung:</b> wartungsfrei</li> <li>- <b>Technische Überprüfung:</b> alle 24 Monate sicherheitstechnische Überprüfung (Herstellerempfehlung)</li> </ul>
<b>Registrierung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Medizinprodukteklasse:</b> IIa</li> <li>- <b>CE-Kennzeichnung:</b> CE0297</li> </ul>