

plum QuickFix

PLUM QUICKFIX, UN DISTRIBUTEUR UNIQUE:

- Accès visible et immédiat aux pansements et ampoules de lave-œil
- Chaque pansement est prêt à l'usage une fois retiré du distributeur
- Chaque pansement est emballé séparément
- Application à une main
- Rechargement du distributeur facile
- État de remplissage facilement visible
- Arrête le saignement rapidement, sans tacher les autres pansements
- Petit format, le distributeur Plum QuickFix trouve facilement sa place dans votre environnement
- Inclut une étagère pour le stockage de petits objets utiles
- Verrouillable avec une clé afin d'éviter le gaspillage



Une assistance rapide pour vos accidents légers du quotidien

Installez le distributeur de pansements au mur et gagnez un temps précieux. Pansement appliqué en un tour de main et retour au travail !


Le distributeur Plum QuickFix est développé pour différents environnements de travail et peut être rechargé avec différentes combinaisons de pansements et ampoules de lave-œil afin de répondre aux besoins de tous les environnements de travail.

Le capot vert protège le contenu du distributeur contre la poussière et les salissures du lieu de travail. Il est pourvu d'une étagère intérieure pour les petits objets et est verrouillable avec un cadenas et une clé.

Le distributeur est conçu pour une installation dans tous types de postes de travail fixes

Dimensions : L : 135 x l : 230 x H : 32 mm.

SCANNEZ & REGARDEZ
LE GUIDE VIDEO DE FREDDY



info@plum.eu
+45 6916 9600

Choisissez votre distributeur de pansements Plum QuickFix

pour répondre à vos besoins spécifiques



PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT

Distributeur comprenant 90 pansements imperméables adaptés aux environnements en conditions de forte humidité.

Conditionnement : 10
Réf. : 5501
Réf. recharge : 5511



PLUM QUICKFIX ELASTIC & WATER RESISTANT

Distributeur comprenant 45 pansements élastiques et 45 pansements imperméables.

Conditionnement : 10
Réf. : 5507
Réf. recharge : 5512 & 5511



PLUM QUICKFIX ELASTIC

Distributeur comprenant 90 pansements élastiques s'adaptant aux mouvements de la peau.

Conditionnement : 10
Réf. : 5502
Réf. recharge : 5512



PLUM QUICKFIX ELASTIC LONG

Distributeur comprenant 60 pansements élastiques longs s'enroulant autour du doigt plusieurs fois.

Conditionnement : 10
Réf. : 5528
Réf. recharge : 5508



PLUM QUICKFIX DETECTABLE

Distributeur comprenant 90 pansements bleus avec surface métallique intégrée détectable au détecteur de métaux.

Conditionnement : 10
Réf. : 5503
Réf. recharge : 5513



PLUM QUICKFIX DETECTABLE LONG

Distributeur comprenant 60 pansements bleus longs avec surface métallique intégrée détectable au détecteur de métaux.

Conditionnement : 10
Réf. : 5529
Réf. recharge : 5509



PLUM QUICKFIX ALOE VERA

Distributeur comprenant 90 pansements à l'aloë vera, pour apaiser et hydrater la peau.

Conditionnement : 10
Réf. : 5506
Réf. recharge : 5514



PLUM QUICKFIX&RINSE

Distributeur comprenant 45 pansements élastiques et 5 ampoules de 20 ml de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

Conditionnement : 10
Réf. : 4631
Réf. recharge : 5512 & 5160



PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER

Distributeur comprenant 90 pansements Blood Stopper à propriétés hémostatiques.


Conditionnement : 10
Réf. : 5510
Réf. recharge : 5516



PLUM QUICKRINSE

Distributeur comprenant 10 ampoules de lave-œil contenant 20 ml de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

Conditionnement : 10
Réf. : 4632
Réf. recharge : 5160



PLUM QUICKFIX DISTRIBUTEUR VIDE

Distributeur sans recharge. Doit être rempli avec une recharge Plum QuickFix ou Plum QuickRinse recharge de votre choix.

Conditionnement : 10
Réf. : 5500

Recharges de pansements Plum QuickFix



PLUM QUICKFIX ELASTIC

45 pansements textiles élastiques et confortables s'adaptant aux mouvements de la peau. Les pansements sont doux pour la peau et la laissent respirer.

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5512
Dimensions : L : 72 x l : 25 mm

DISTRIBUTEUR

Réf. : 5502

PLUM QUICKFIX DETECTABLE

45 pansements bleus facilement visibles avec surface métallique intégrée détectable au détecteur de métaux. Particulièrement adaptés à l'industrie agroalimentaire. Les pansements sont fabriqués en matière respirante.

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5513
Dimensions : L : 72 x l : 25 mm

DISTRIBUTEUR

Réf. : 5503



PLUM QUICKFIX ELASTIC ET DETECTABLE LONG

30 pansements textiles plus longs qui peuvent être enroulés plusieurs fois autour du doigt. Choisissez entre les pansements textiles élastiques et les pansements bleus détectables.

PLUM QUICKFIX ELASTIC LONG

Boîte de présentation : 6 x 30
Conditionnement : 8 x 6 x 30
Réf. : 5508
Dimensions : L : 120 x l : 20 mm

DISTRIBUTEUR

Réf. : 5528

PLUM QUICKFIX DETECTABLE LONG

Boîte de présentation : 6 x 30
Conditionnement : 8 x 6 x 30
Réf. : 5509
Dimensions : L : 120 x l : 20 mm

DISTRIBUTEUR

Réf. : 5529

Recharges de pansements Plum QuickFix



PLUM QUICKFIX ALOE VERA

L'aloë vera contenu dans la compresse a des propriétés apaisantes, hydratantes et calmantes bien connues. Cela crée des conditions optimales pour l'environnement de la plaie et favorise le processus naturel de guérison. Préviens la formation de croûtes. Le matériau du pansement est le textile.

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5514
Dimensions : L : 72 x l : 25 mm

DISTRIBUTEUR

Réf. : 5506



PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT

45 pansements imperméables particulièrement adaptés aux environnements de travail en conditions de forte humidité. Les pansements sont conçus en matériau PE protecteur laissant la peau respirer.

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 6 x 8 x 45
Réf. : 5511
Dimensions : L : 72 x l : 25 mm

DISTRIBUTEUR

Réf. : 5501



PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER

Pansement à propriétés hémostatiques. La présence de fibres d'alginate entre les fibres non tissées de la compresse crée un caillot artificiel (gel) à l'intérieur de la compresse qui stoppe les saignements en 1 à 2 minutes et maintient des conditions d'humidité idéales.

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5516
Dimensions : L : 72 x l : 25 mm

DISTRIBUTEUR

Réf. : 5510



PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE QUICKRINSE - 5 X 20 ML

5 ampoules de lave-œil contenant 20 ml de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %. Pour une utilisation individuelle ou en tant que recharge pour distributeur QuickSafe®, Plum QuickFix&Rinse ou Plum QuickRinse.

Contenu : 5 x 20 ml
Conditionnement : 4 x 5 x 20 ml
Réf. : 5160

Fiche Technique

QuickFix

(elastic, detectable, water resistant & alu)

1. Identification du produit et de la société

1.1. Identifiant du produit et usage prévu.

Nom commercial:	QuickFix et QuickFix Long
Usage prévu:	Les produits Plum QuickFix sont prévus pour agir comme barrière mécanique dans l'absorption des exsudats des blessures légères.
Date de péremption:	Imprimée au dos du pansement et sur la couverture du dispositif.

1.2. Détails du fournisseur de la fiche technique

Fabricant:	
Société:	Plum Safety ApS
Adresse:	Mandelalleen 1
Code postal:	5610
Ville:	Assens
Pays:	DANEMARK
E-mail:	info@plum.eu
Téléphone:	+45 6916 9600
Fax:	+45 6916 9630

1.3 Informations légales

Informations générales:	Ces produits étant des dispositifs médicaux de catégorie 1 selon la <i>directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993</i> relative aux dispositifs médicaux, aucun organisme notifié n'est impliqué. Aucune fiche de données de sécurité n'est exigée pour les dispositifs médicaux.
-------------------------	--

Plum Safety ApS est certifiée selon la norme *ISO 13485:2016 Dispositifs médicaux -- Systèmes de management de la qualité -- Exigences à des fins réglementaires.*

2. Informations générales sur le produit

Exigences relatives aux matériaux:	Les matériaux qui composent ces produits ont été jugés biocompatibles en vertu des exigences de la norme <i>ISO 10993-1:2009 Évaluation biologique des dispositifs médicaux -- Partie 1 : Évaluation et essais au sein d'un processus de gestion du risque.</i>
------------------------------------	---

Propriétés physiques et composition

	elastic	detectable	water resistant	alu
Matériau	Tissu rose élastique dans le sens transversal (Coton et polyamide)	Tissu bleu élastique dans le sens transversal (Coton et polyamide)	PE (polyéthylène) rose perforé	Tissu rose dans le sens transversal (Coton et polyamide)
Compresse adhésive	Polymère acrylique hypoallergénique	Polymère acrylique hypoallergénique	Polymère acrylique hypoallergénique	Polymère acrylique hypoallergénique
Compresse absorbante	Viscose et PP non tissé	Viscose et PP/PE non tissé	Viscose et PP non tissé	Viscose et PE non tissé recouvert d'aluminium
Emballage primaire (sachet)	Papier scellé à froid	Papier scellé à froid	Papier scellé à froid	Papier scellé à froid
Dimensions	72 x 25 mm 120 x 20 mm	72 x 25 mm 120 x 20 mm	72 x 25 mm	72 x 25 mm
Fonction spéciale	Élastique	Élastique Feuille d'aluminium détectable opposée au support	Résistant à l'eau	Élastique Effet anti-adhérent

Fiche Technique

QuickFix

(elastic, detectable, water resistant & alu)

3. Effets secondaires et dysfonctionnement

Effets secondaires et dysfonctionnement: Les produits sont destinés à être en contact avec la peau et utilisés comme premiers secours pour des blessures légères. En cas d'effets secondaires ou de dysfonctionnements avérés, veuillez contacter à Plum Safety ApS, info@plum.eu ou appeler le +45 6916 9600, afin que nous puissions prendre les mesures de remédiation nécessaires.


Des effets nocifs graves doivent toujours être portés à l'attention de l'autorité compétente concernée.

4. Stockage

Stockage:



Conserver
au sec



Conserver à l'abri de la
lumière du soleil

Durée de conservation: 5 ans à compter de la date de fabrication.

5. Autres informations

Historique des versions et indication des modifications

Version	Date de révision	Responsable	Modifications
1.3	25-05-2021	CL	1.2, 1.3, 3, 5
1.2	30-09-2020	CL	Modifications de l'entête, 5
1.1	12-06-2020	CL / VWB	5
1.0	14-04-2020	CL / VWB	

Autres informations: Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en contactant info@plum.eu ou par téléphone +45 6916 9600.

Fiche technique préparée par:

Société: Plum Safety ApS
Adresse: Mandelalleen 1
Code postal: 5610
Ville: Assens
Pays: DANEMARK
E-mail: info@plum.eu
Téléphone: +45 6916 9600
Fax: +45 6916 9630

Langue du document: Français

Fiche technique

QuickFix

(aloe vera, blood stopper)

1. Identification du produit et de la société

1.1. Identifiant du produit et usage prévu.

Nom commercial:	QuickFix
Usage prévu:	Les produits Plum QuickFix sont prévus pour agir comme barrière mécanique dans l'absorption des exsudats des blessures légères.
Date de péremption:	Imprimée au dos du pansement et sur la couverture du dispositif.

1.2. Détails du fournisseur de la fiche technique

Fabricant:	
Société:	Plum Safety ApS
Adresse:	Mandelalleen 1
Code postal:	5610
Ville:	Assens
Pays:	DANEMARK
E-mail:	info@plum.eu
Téléphone:	+45 6916 9600
Fax:	+45 6916 9630

1.3 Informations légales

Informations générales:	<p>Ces produits étant des dispositifs médicaux de catégorie 2 <i>selon la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux</i>, ils sont certifiés par l'organisme notifié Kiwa Cermet Italia S.p.A.</p> <p>Aucune fiche de données de sécurité n'est exigée pour les dispositifs médicaux.</p> <p>Plum Safety ApS est certifiée selon la norme <i>ISO 13485:2016 Dispositifs médicaux -- Systèmes de management de la qualité -- Exigences à des fins réglementaires</i>.</p> <p>Plastod S. p. A. Via Walter Masetti 7, 40012 Caldata di Reno (BO), en Italie, est le fabricant légal de QuickFix aloe vera et de QuickFix blood stopper.</p>
-------------------------	--

2. Informations générales sur le produit

Exigences relatives aux matériaux:	Les matériaux qui composent ces produits ont été jugés biocompatibles en vertu des exigences de la <i>norme ISO 10993-1:2009 Évaluation biologique des dispositifs médicaux -- Partie 1 : Évaluation et essais au sein d'un processus de gestion du risque</i> .
------------------------------------	--

Propriétés physiques et composition:

	aloe vera	blood stopper
Matériau	Tissu rose élastique dans le sens transversal (coton et polyamide)	Tissu rose élastique dans le sens transversal (coton et polyamide)
Compresse adhésive	Polymère acrylique hypoallergénique	Polymère acrylique hypoallergénique
Compresse absorbante	Viscose et PP non tissé à l'aloe vera	Viscose et PP/PE non tissé avec couche hémostatique et fibres d'alginate.
Emballage primaire (Sachet)	Papier scellé à froid	Papier scellé à froid
Dimensions	72 x 25 mm	72 x 25 mm
Fonction spéciale	Calmer et hydrater	Effet hémostatique

Fiche technique

QuickFix

(aloe vera, blood stopper)

3. Effets secondaires et dysfonctionnement

Effets secondaires et dysfonctionnement: Les produits sont destinés à être en contact avec la peau et utilisés comme premiers soins pour des blessures légères. En cas d'effets secondaires ou de dysfonctionnements avérés, veuillez contacter à Plum Safety ApS, info@plum.eu ou appeler le +45 6916 9600, afin que nous puissions prendre les mesures de remédiation nécessaires. Des effets nocifs graves doivent toujours être portés à l'attention de l'autorité compétente concernée.

4. Stockage

Stockage:



Conserver
au sec



Conserver à l'abri de la
lumière du soleil

Durée de conservation: 5 ans à compter de la date de fabrication.

5. Autres informations

Historique des versions et indication des modifications

Version	Date de révision	Responsable	Modifications
1.3	25-05-2021	CL	1,2, 1.3, 3, 5
1.2	30-09-2020	CL	5
1.1	12-06-2020	CL / VWB	5
1.0	14-04-2020	CL / VWB	

Autres informations: Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en contactant info@plum.eu ou par téléphone au +45 6916 9600

Fiche technique préparée par:

Société Plum Safety ApS
du distributeur: Mandelalleen 1
Adresse: 5610
Code postal: Assens
Ville: DANEMARK
Pays: info@plum.eu
E-mail: +45 6916 9600
Téléphone: +45 6916 9630

Langue du document: Français