

Produktbeschreibung:

100 % Polyester, 85 g/m<sup>2</sup>, weiß, atmungsaktiv, keine Hautmazerationen durch wasserabweisende Eigenschaften, gut reißbar, selbsthaftend

Verwendungszweck:

zur Polsterung von Gipsverbänden, synthetischen Stützverbänden und Schienen, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
4 cm x 3 m	420025	11058681	4260348612891	12	40
6 cm x 3 m	420026	11058698	4260348612907	12	28
7,5 cm x 2,7 m	420002	13831464	4260348616776	6	-
10 cm x 3 m	420035	15881153	4260604532727	6	30
10 cm x 3 m	420027	11058706	4260348612914	12	16
15 cm x 3 m	420028	11058712	4260348612921	12	12

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-20-03-01

Lagerung:

Trocken, staubfrei und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt, trocken und staubfrei gelagert werden.