

Technisches Datenblatt - **Care Flow** - **UB 2000USo** unsteriler Einmalbettbeutel und Halterung

Beschreibung & Verwendungszweck:

- Füllvolumen 2.000 ml
- Schlauchlänge 90 cm
- Das unsterile Bettbeutelssystem ohne Ablasshahn ist mit einem universellen Stufenkonus ausgestattet und kann dadurch an alle gängigen Urinalkondome bzw. Urostomiebeutel angeschlossen werden
- Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System



Übersicht des Produktsortiments:

Art. Nummer	Volumen	Schlauchlänge	PZN	HMN
04/07/2000/90/GHC	2.000 ml	90 cm	08845501	15.25.06.0024

Material / Produkt Angaben

Enthält Latex	Nein
Enthält DEHP	Ja
Enthält PVC	Ja
Ausschließlich zum Einmalgebrauch	Ja

Zertifikate

CE-Kennzeichnung	CE
Produkt Klassifikation	I

Sterilisation

Steril	Nicht steril
Re-sterilisierbar	Nein
Haltbarkeit	5 Jahre

Verpackung

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Palette	Gewicht / VE	Verpackt	Abnahmemenge
04/07/2000/90/GHC	250 Stück	8.000 Stück	10,150 kg	10 Stück im Poly Beutel	1 VE

Lagerung und Handhabung

- Übermäßige Hitze vermeiden
- Vor Frost schützen
- Vor Nässe schützen
- Einweg Produkt



Hersteller: **GHC German Health Care GmbH**

Birklück 15, 24999 Wees - Deutschland

www.ghc-medical.de

Erstellt 14.07.2015

Freigabe

11.02.2019

Revision
ID

003/02.2019
8623