



Produktinformationen	
Artikelnummern	DZ9890 (7/S) DZ9891 (8/M) DZ9892 (9/L) DZ9893 (10/XL)
Produktname	DELTASAFE® NITRILE Plus Black
Produktspezifikationen	
Material	Nitril, puderfrei
Farbe	Schwarz
Grössen und Breiten	7/S 84 ± 3 mm 8/M 94 ± 3 mm 9/L 105 ± 3 mm 10/XL 113 ± 3 mm
Länge	min. 240 mm
Ausführung	Texturierte Fingerspitzen
Stulpenart	Rollrand
AQL	1.5
Wandstärke Handfläche	0.08 ± 0.02 mm (Typical value: 0.08-0.09)
Wandstärke Finger	0.12 ± 0.02 mm (Typical value: 0.12-0.14)
Reissfestigkeit ungealtert / gealtert	min. 6 Newton / min. 6 Newton
Medizinprodukt: Schweizer Bevollmächtigter	OBELIS SWISS GmbH
MDR Klasse	1
Verpackungsinformationen	
Verpackungseinheit	1'000 Stück (10 x 100 Stück)
Verpackung	Karton
EAN-Code Box	DZ9890 9551004329938 DZ9891 9551004329945 DZ9892 9551004329952 DZ9893 9551004329969


Anwendung

Ein extra starker Einweghandschuh. Der DELTASAFE® NITRILE Plus zeichnet sich durch eine höhere Wanddichte aus. Damit eignet er sich hervorragend für alle Bereiche in denen ein belastbarer Einweghandschuh gefragt ist. Dank den texturierten Fingerspitzen überzeugt dieser Handschuh im Umgang mit trockenen und feuchten Gegenständen.

Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar, wie z.B.

- Lebensmittelindustrie
- Coiffeur und Tattoostudios
- Labor
- Spital
- Pflege
- Gebäudereinigung
- Industrie / Handwerk

Normen und Zertifikate



Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäss Verordnung 1935/2004 und 2023/2006 sowie LFBG, Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und BfR Empfehlung XXI.

Besonderheit

Lagerfähigkeit 5 Jahre ab Produktionsdatum.

Version

08/2024

Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Wir liefern ausschliesslich zu unseren AGB, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden bzw. auf unserer Website delta-zofingen.ch hinterlegt sind.