

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung:

hautfarbenes Zellwoll-Gewebe, starr,
luft- und wasserdampfdurchlässig, nicht
haftende und stark absorbierende
Zellwoll-Wundauflage, hautfreundlicher
und natürlicher Zinkoxid-Kautschuk-Kleber



Verwendungszweck:

zur Abdeckung von kleineren Verletzungen, zur äußeren Anwendung,
bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Pckg	Pckg/ Ktn
4 cm x 5 m	hautfarben	16738010	11859607	4260348613744	1	100
6 cm x 5 m	hautfarben	16738011	11859613	4260348613751	1	100
8 cm x 5 m	hautfarben	16738012	11859636	4260348613768	1	96

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,
CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4
Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-03-01

Lagerung:

Trocken, staubfrei und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.