

# BLUE STEEL 3 in 1 Toilettensstuhl




**2 JAHRE GARANTIE**  
MAX. BELASTUNG: 110 KG

**Blue Steel 3 en 1** ist vielseitig einsetzbar: als Toilettenstützgestell, Toilettensitzerhöhung sowie als Toilettenstuhl. Gebrauchsfertig geliefert kann er werkzeuglos montiert und mit 4 Teleskopfüßen in der Höhe verstellt werden.

**Materialien:** pulverbeschichteter Stahlrahmen, PP (Deckel, Sitz und Armlehnen)

- > Werkzeuglose Montage
- > Eimer mit Spritzschutz
- > Verstellbare Teleskopfüße

Verpackung:  
Karton: 4  
Palette : 24



Leicht zu falten



Eimer



Spritzschutz

## TECHNISCHE DATEN

Gesamthöhe	63/78.5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	45 cm
Gesamtbreite	45 cm
Höhe Armlehnen-Boden	54 cm
Sitzhöhe	43/58 cm
Höhe Sitz + Rückenlehne	61/76 cm
Sitztiefe	42 cm
Gesamttiefe	54 cm
Gewicht	7.5 kg



Einzelverpackung

## KENZEICHNUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN Code	HS Code	GMDN	
380002	Blue steel 3 in 1	3701127706604	940179000	091203	33.40.02.1020

HMN