

Produktbeschreibung:

Trägermaterial aus 72 % Baumwolle und 28 % Polyamid, Dehnung ca. 85 %, mit einer Latexbeschichtung, dadurch nur auf sich selbst haftend, farbecht, sehr hautfreundlich, luftdurchlässig, sehr wirtschaftlich in der Anwendung, rutschfest (daher ideal für Verbände an viel bewegten Körperteilen)

Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundverbänden, bei Nachbehandlungen von Distorsionen, zur äußeren Anwendung,

vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
4cm x 20m	ROT	10611011	04794190	4260348612617	1	22
	BLAU	10611012	04794238	4260348612624	1	22
	GELB	10611013	11859429	4260348612631	1	22
	GRÜN	10611014	11859435	4260348612648	1	22
6cm x 20m	ROT	10611021	04794422	4260348612655	1	16
	BLAU	10611022	04808035	4260348612662	1	16
	GELB	10611023	11859441	4260348612679	1	16
	GRÜN	10611024	11859458	4260348612686	1	16
8cm x 20m	ROT	10611031	04794468	4260348612693	1	12
	BLAU	10611032	04794474	4260348612709	1	12
	GELB	10611033	11859464	4260348612716	1	12
	GRÜN	10611034	11859470	4260348612723	1	12
10cm x 20m	ROT	10611041	04794592	4260348612730	1	10
	BLAU	10611042	04794600	4260348612747	1	10

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-02

Lagerung:

Trocken, staubfrei und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt, trocken und staubfrei gelagert werden.