

LIVING Transportstuhl




2 JAHRE GARANTIE
MAX BELASTUNG: 100 KG

Der **LIVING** Transportstuhl ist besonders leicht und bis zu 100kg belastbar. Perfekt geeignet für einen sicheren Transfer.

Materialien:
Aluminiumrahmen, Sitz aus feuerfestem Nylon

- > Leicht und kompakt mit Aluminiumrahmen
- > Feststellbremsen
- > Hintere Aufbewahrungstasche
- > Sicherheitsgurt
- > Hochklappbare und abnehmbare Fußstützen
- > Faltbare Rückenlehne zur Erleichterung des Transports

Verpackung:
Karton: 1
Palette: 9




Faltbare und abnehmbare Fußstützen



Faltbare Rückenlehne

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	A	B	C	D	E	F	G	ø Räder	Gewicht
700101	LIVING 43 cm	47 cm	55 cm	42 cm	43 x 40 cm	105 cm	90 x 36 x 70 cm	90 cm	15/30 cm	11,18 kg
700100	LIVING 48 cm		60 cm	47 cm	48 x 40 cm				15/30 cm	11,38 kg



A= Sitzhöhe
B= Gesamtbreite
C= Abmessungen des Sitzes
D= Griffhöhe
E= Gesamttiefe
F= Abmessungen (aufgeklappt)
G= Gesamthöhe

KENNZEICHNUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN Code	HS Code	GMDN
700101	LIVING Transportstuhl 43 cm	3701127719918	871310000	122103
700100	LIVING Transportstuhl 48 cm	3701127717013		