

## Technisches Datenblatt - Care Flow - UB 750 Sterile 1-Kammer Beinbeutelsysteme

### Beschreibung & Verwendungszweck:

- Beinbeutelsysteme für den mobilen Anwender
- Füllvolumen 750 ml
- Schlauchlänge 10 cm, 30 cm & 50 cm
- Der Beinbeutel mit 10/30 cm Schlauchlänge wird komfortabel am Oberschenkel fixiert
- Dem Beinbeutel mit 50cm Schlauchlänge, ist in der Verpackung ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es den Schlauch individuell zu kürzen



### Übersicht des Produktsortiments:

| Art. Nummer      | Volumen | Schlauchlänge | PZN      | HMN           |
|------------------|---------|---------------|----------|---------------|
| 04/01/750/10/GHC | 750 ml  | 10 cm         | 06718862 | 15.25.05.3071 |
| 04/01/750/30/GHC | 750 ml  | 30 cm         | 09772046 | 15.25.05.3071 |
| 04/01/750/50/GHC | 750 ml  | 50 cm         | 06718879 | 15.25.05.3071 |

### Material / Produkt Angaben

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Enthält Latex                     | Nein |
| Enthält DEHP                      | Ja   |
| Enthält PVC                       | Ja   |
| Ausschließlich zum Einmalgebrauch | Ja   |

### Zertifikate

|                        |         |
|------------------------|---------|
| CE-Kennzeichnung       | CE 0297 |
| Produkt Klassifikation | Is      |

### Sterilisation

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Steril            | Steril - EO |
| Re-sterilisierbar | Nein        |
| Haltbarkeit       | 5 Jahre     |

### Verpackung

| Art. Nr.         | Anzahl / VE | Anzahl / Palette | Gewicht / VE | Verpackt               | Abnahmemenge |
|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 04/01/750/10/GHC | 75 Stück    | 5.400 Stück      | 4,000 kg     | einzel steril verpackt | 1 VE         |
| 04/01/750/30/GHC | 60 Stück    | 4.320 Stück      | 3,000 kg     | einzel steril verpackt | 1 VE         |
| 04/01/750/50/GHC | 50 Stück    | 3.600 Stück      | 3,950 kg     | einzel steril verpackt | 1 VE         |

### Lagerung und Handhabung

- Übermäßige Hitze vermeiden
- Vor Frost schützen
- Vor Nässe schützen
- Einweg Produkt
- Nicht re-sterilisierbar

GHC

German Health Care GmbH

Hersteller: GHC German Health Care GmbH  
Birkstück 15, 24999 Wees - Deutschland  
[www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

|          |            |             |                     |
|----------|------------|-------------|---------------------|
| Erstellt | 14.07.2015 | Freigegeben | 08.02.2019          |
|          |            | Revision ID | 003/02.2019<br>8630 |