

Produktdatenblatt - **CARE SYRINGE** - Sterile Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung

Beschreibung & Verwendungszweck:

- Die sterile Blockerspritze enthält eine 10%-ige Konzentration von Glycerin in Aquadest
- Konstant bleibendes Füllvolumen der urologischen Katheter durch Verhinderung der Ballondiffusion
- Nicht für Injektionszwecke benutzen!
- Ausschließlich zum Blocken von urologischen Kathetern geeignet!



Übersicht

Art. Nummer	Füllvolumen	Inhalt	PZN	HMN
01/01/99/KB/10/GHC	10 ml	10% Glycerin, 90% Wasser	06718980	15.99.99.0006

Material / Produkt Angaben

Enthält Latex	Nein
Enthält DEHP	Nein
Ausschließlich zum Einmalgebrauch	Ja

Wasser	90%
Glycerin	10%

Zertifikate

CE-Kennzeichnung	CE 0297
Produkt Klassifikation	Is

Sterilisation

Steril	Steril - Gamma
Re-sterilisierbar	Nein
Haltbarkeit	3 Jahre

Verpackung

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Palette	Gewicht / VE	Abnahmemenge
01/01/99/KB/10/GHC	200 Stück	9.600 Stück	4,810 kg	1 VE

Lagerung und Handhabung

- Übermäßige Hitze vermeiden
- Vor Frost schützen
- Vor Nässe schützen
- Einweg Produkt
- Nicht re-sterilisierbar



Hersteller: GHC German Health Care GmbH

Birklück 15, 24999 Wees - Deutschland

www.ghc-medical.de

Erstellt

22.07.2015

Freigegeben

11.02.2019

Revision

004/02.2019

ID

8698