

Dahlhausen Absaugkatheter Typ 230

REF: 07.078.06 - 20.230
VE: 100 Stück
VSE: 600 Stück

Beschreibung

Einmal-Absaugkatheter Typ 230, Standard Qualität, gerade mit abgerundeter Spitze, zwei seitliche Augen, 50 cm lang und in den Ch.-Größen 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 erhältlich.

Die Absaugkatheter werden oral eingeführt um Schleim, Sekret und Blut aus der Mundhöhle, dem Rachenraum und der Trachea abzusaugen.

Die Absaugkatheter werden an ein aktives Absauggerät angeschlossen. Durch die Sogregulierung der Absaugereinheit wird die Absaugintensität bestimmt.

Materialzusammensetzung

Produkt

Schlauch: PVC (DEHP)
Trichteransatz: PVC

Verpackung

Einzelverpackung: Papier, Verbundfolie PA/PE
Umverpackung: Wellpappe
Karton: Wellpappe

Sterilisation

EO-Gas

07.078.06-20.230
QM / Rev.-Nr. 00 / 16.12.1996
QM / Rev.-Nr. 01 / 22.01.2001
QM/Rev.-Nr. 02 / 07.01.2016
QM7Rev.-Nr. 03/01.04.2016